




# aks-variosit memo 8/10

Antidekubitus-Würfelsitzkissen

## Gebrauchsanweisung

Original Gebrauchsanweisung

**aks-variosit memo 8**



**aks-variosit memo 10**

Stand: 2019-03-19

„zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem zur  
Herstellung und zum Vertrieb von Krankenpflegesystemen“



CE aks

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Lieferumfang</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Produktübersicht</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>9</b>
6.1	Platzieren des Patienten auf dem Sitzkissen	10
6.2	Aufziehen des Sitzkissenbezugs	10
6.3	Würfelentnahme zur gezielten Druckentlastung	11
<b>7</b>	<b>Ersteinsatz</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Anwendung</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Zubehör/Kombination</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>Pflege/Reinigung</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Lagerung</b>	<b>16</b>
<b>12</b>	<b>Wiedereinsatz</b>	<b>17</b>
<b>13</b>	<b>Lebensdauer</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>17</b>
<b>15</b>	<b>Garantie</b>	<b>17</b>
<b>16</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>18</b>
<b>17</b>	<b>Wartung</b>	<b>18</b>
17.1	Allgemeine Wartungshinweise	18
17.2	Wartungsplan	19
<b>18</b>	<b>Produktkennzeichnung</b>	<b>20</b>
<b>19</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>22</b>

## 1 Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma aks entschieden haben und für das damit entgegengebrachte Vertrauen.

Das Schaumstoff-Würfelsitzkissen aks-variosit memo (im Folgenden auch Produkt genannt) wurde zur Dekubitusprophylaxe und -therapie entwickelt.

Es zeichnet sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:

- Entnahmemöglichkeit der innenliegenden Schaumstoffwürfel zur gezielten Druckentlastung
- FCKW-frei geschäumter Schaumstoff
- in vielen verschiedenen Größen erhältlich
- wird mit inkoair®- oder wahlweise mit aks-3D air Sitzkissenbezug bezogen geliefert

**Lesen Sie vor jedem Erst- und Wiedereinsatz die Gebrauchsanweisung vollständig, um Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen zu vermeiden. Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise, die für den sachgerechten Gebrauch des Produktes notwendig sind.**

**Bei Rückfragen, insbesondere zu den Sicherheitshinweisen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Verwenden Sie das Produkt nicht bis alle Fragen geklärt sind, um Verletzungen und Schäden durch Fehlbedienungen zu vermeiden.**

**Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den Anwender erreichbar auf und geben Sie sie bei einem Besitzerwechsel mit!**

Aufgrund uns vorbehaltenen Änderungen ist es möglich, dass die Texte und Abbildungen nicht dem exakten Lieferumfang entsprechen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung des Produktes und der Pflege des Patienten.

## 2 Zweckbestimmung

Das Produkt ist ein Medizinprodukt der Klasse I nach der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes ist das Sitzen. Es ist dafür auf einer geeigneten Sitzgelegenheit (z. B. Stuhl/Rollstuhl) zu platzieren (siehe Kapitel **Inbetriebnahme**).

Das Produkt dient der Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalgeschwüren. Es ist sowohl für die Dekubitustherapie als auch für die Dekubitusprophylaxe einsetzbar. Für die Dekubitusprophylaxe ist das Produkt für Patienten mit einem hohen Dekubitusrisiko geeignet.

Das Produkt ist für eine langzeitige Anwendung unter normalen Bedingungen vorgesehen. Es ist für Patienten bestimmt, bei denen u.a. aufgrund ihrer Krankheit, Behinderung oder des Alters ein langzeitiges Sitzen notwendig ist.

Das Produkt ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in stationären Einrichtungen geeignet.



Das zulässige Patientengewicht entnehmen Sie dem Kapitel **Technische Daten**. Die Eignung des Produktes für den Patienten muss durch die professionelle Beurteilung eines Arztes und des Pflegepersonals festgestellt werden. Bei der Beurteilung müssen die Funktionseigenschaften des Sitzkissens auf die individuellen Beeinträchtigungen und Funktionseinschränkungen des Patienten abgestimmt werden. Mögliche Kontraindikationen müssen hierbei beachtet werden.



**Das Produkt darf nur zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitalgeschwüren bis einschließlich Grad IV (nach EPUAP) angewendet werden.**



**Das Produkt darf nicht bei Patienten mit völlig fehlender Sitzstabilität eingesetzt werden. Wenn eine physiologisch unpassende Sitzsituation (z. B. Erschwerung der Bewegung im Sitzen oder mangelnder Bodenkontakt der Beine) durch die Anwendung des Sitzkissens bewirkt wird, müssen adäquate Maßnahmen für eine physiologische Sitzhaltung getroffen werden.**



Die klimatischen Bedingungen müssen bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C, einer Luftfeuchte von 30 % bis 75 %, einem Luftdruck von 800 hPa bis 1060 hPa und im Bereich der normal zusammengesetzten atmosphärischen Luft liegen.

Das Produkt wird mit einem inkoair®- oder wahlweise mit einem aks-3D air Sitzkissenbezug bezogen ausgeliefert. Der inkoair® Sitzkissenbezug ist ein wasserundurchlässiger Inkontinenzschutz, der besonders für Patienten mit einer Urin- und/oder Stuhlinkontinenz bestimmt ist. Der aks-3D air Sitzkissenbezug ermöglicht durch seine offene Struktur eine gute Luftzirkulation im Bereich des Gesäßes. Wird das Produkt in Kombination mit dem aks-3D air Sitzkissenbezug verwendet, muss es vor Nässe geschützt werden.

Das Lesen und Beachten dieser Gebrauchsanweisung sowie die Durchführung der Wartungsarbeiten gemäß Wartungsplan (siehe Kapitel **Wartung**) sind ebenfalls Bestandteile des bestimmungsgemäßen Gebrauchs.

## 3 Allgemeine Sicherheitshinweise

### Erläuterung der verwendeten Symbole

Zur besseren Orientierung werden in dieser Gebrauchsanweisung wichtige Informationen durch folgende Symbole gekennzeichnet:

	<p><b>Warnung vor einer Gefahrenstelle</b></p> <p>Kennzeichnet Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden müssen und bei deren Nichtbeachtung ein unmittelbares Risiko für das Leben und die Gesundheit von Personen besteht (schwere Verletzungen und Tod).</p>
	<p><b>Sicherheitsrelevanter Hinweis</b></p> <p>Kennzeichnet Hinweise für das sichere Arbeiten an und mit dem Produkt.</p>
	<p><b>Information</b></p> <p>Kennzeichnet nützliche Anwendungshinweise und wichtige Informationen.</p>

### Erläuterung der genannten Personengruppen

**Betreiber** ist derjenige, der Besitzer des Medizinproduktes ist, d.h. jede natürliche oder juristische Person die die tatsächliche Sachherrschaft über das Medizinprodukt ausübt. Der Betreiber muss nicht zwingend der Eigentümer des Medizinproduktes sein (z.B. Sanitätshäuser, Fachhändler, Krankenkassen, etc.). Er trägt die Hauptverantwortung für die organisatorischen Maßnahmen und für die Einhaltung der nationalen Vorschriften. In Deutschland gilt das Medizinproduktegesetz (MPG) und die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). In anderen Ländern gelten die entsprechenden nationalen Vorschriften.

Der **Anwender** (Pflegepersonal) muss aufgrund seiner Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung dazu berechtigt sein Medizinprodukte zu errichten, anzuwenden und instand zu halten.

Der Anwender muss körperlich und geistig in der Lage sein, das Produkt entsprechend der Zweckbestimmung zu benutzen.

Der Anwender muss zudem in der Lage sein, den klinischen Zustand des Patienten zu beurteilen und durch gezielte Maßnahmen Gefahren für den Patienten abzuwenden.

**Fachpersonal** sind Personen, die durch ihre Ausbildung und praktischen Tätigkeiten über die erforderlichen Sachkenntnisse sowie die erforderlichen Mittel zur ordnungsgemäßen Instandhaltung (Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Aufbereitung und Entsorgung) von Medizinprodukten verfügen und in der Lage sind, diese nach Art und Umfang ordnungsgemäß und nachvollziehbar durchzuführen.

Als **Patient** wird in dieser Gebrauchsanweisung die Person bezeichnet, die wegen ihrer Krankheit, ihrer Behinderung oder wegen ihres Alters pflegebedürftig ist.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in den Texten nur die männliche Form verwendet (bspw. „Patient“, „Anwender“ etc.). Die weibliche Form ist hierbei aber selbstverständlich immer mit eingeschlossen.



**Die Sicherheitshinweise gelten für alle Personen, die in irgendeiner Form mit oder an dem Produkt arbeiten. Die Adressierung an eine bestimmte Personengruppe schließt daher nicht die anderen Personen aus.**

### Sicherheitshinweise für den Betreiber

- Beachten Sie alle Vorschriften des Medizinproduktegesetzes und alle hierzu erlassenen Rechtsverordnungen sowie die Arbeitsschutzvorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Für die Verwendung außerhalb Deutschlands beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen.
- Beachten Sie, dass dieses Produkt ein Medizinprodukt ist und für den Betreiber die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich ist. In anderen Ländern gelten die entsprechenden nationalen Vorschriften.
- Weisen Sie den Anwender anhand der Gebrauchsanweisung ein und dokumentieren Sie die Einweisung ordnungsgemäß.
- Lassen Sie die Inbetriebnahme, die Wartung und die Reparatur des Produktes nur von geeignetem Fachpersonal durchführen.
- Verwenden Sie nur original aks-Zubehör/Ersatzteile, um Gefährdungen zu vermeiden. (siehe Kapitel **Zubehör/Kombination**)

### Sicherheitshinweise für den Anwender

- Verwenden Sie das Produkt nur entsprechend seiner Zweckbestimmung und gemäß der Gebrauchsanweisung.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie in die Handhabung eingewiesen worden sind und die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes für den Patienten zu beurteilen.
- Bewerten Sie bestehende Dekubitalgeschwüre, für eine adäquate Weichlagerung des Patienten, mit Hilfe anerkannter Mittel.
- Prüfen Sie die Eignung des Produktes für den Patienten in regelmäßigen Abständen, berücksichtigen Sie dabei die Besonderheiten des Patienten.
- Prüfen Sie, unabhängig von der periodischen Prüfung durch die Fachkraft, vor jedem Gebrauch den sicheren Zustand des Produktes und dessen Zubehör. Falls Sie Zweifel an der Sicherheit eines Teils haben, verwenden Sie es nicht. Wenden Sie sich sofort an Ihren Fachhändler.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Produkt beschädigt ist. Kennzeichnen Sie das Produkt deutlich als „defekt“ und benachrichtigen Sie Ihren Fachhändler.



#### **Beachten Sie das zulässige maximale Patientengewicht.**

- Verwenden Sie das Produkt aus hygienischen Gründen immer für denselben Patienten.
- Schützen Sie das Produkt vor offenem Feuer (z.B. Kamin, Zigarette, Kerze) und sonstigen Hitzeeinwirkungen (z.B. durch Heizdecken). Es besteht Brandgefahr!
- Schützen Sie das Produkt vor spitzen und scharfkantigen Gegenständen und Oberflächen (hierzu zählen auch Krallen oder Zähne von Haustieren). Es besteht die Gefahr der Beschädigung!
- Das Produkt darf nur mit einem geeigneten Sitzkissenbezug verwendet werden. Vermeiden Sie zusätzlich direkten Hautkontakt des Patienten mit dem Sitzkissen bzw. dem Sitzkissenbezug.
- Beachten Sie, dass der optional erhältliche aks-3D air Sitzkissenbezug wasserdurchlässig ist und somit das Produkt bei bestehender Urin-/Stuhlinkontinenz des Patienten nicht vor Verunreinigungen schützt.

- Verwenden Sie das Sitzkissen nicht auf weichen Unterlagen, wie z.B. Sessel, Couch usw., sondern nur auf festen und ebenen Auflageflächen.
- Beachten Sie bei der Anwendung auf einem Rollstuhl, dass alle Rollstuhlfunktionen erhalten bleiben und keine Sicherheitsrisiken, z.B. Beeinträchtigung der Kippstabilität, entstehen.
- Beachten Sie, dass auf dem Sitzkissen (Sitzkissenbezug) keine weiteren Auflagen (z.B. Felle) verwendet werden dürfen.

## 4 Lieferumfang

Das Produkt wurde bereits im Werk auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit überprüft. Prüfen Sie dennoch das Produkt sofort nach Erhalt auf eventuelle, während des Transportes aufgetretene Schäden.

Nach der Entnahme aller Einzelteile überprüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Sollten nicht alle Einzelteile des Lieferumfangs vorhanden sein, setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Lieferumfang des Produktes ist wie folgt:

- 1x Antidekubitus-Sitzkissen
- 1x Sitzkissenbezug
- 1x Gebrauchsanweisung





Abb. 4.01 - Lieferumfang


Das Produkt ist in folgenden Varianten lieferbar:

Bestellnummer		Abmessungen [cm]			Bestellnummer	
aks-variosit memo 8		(H)	(B x T)	(H)	aks-variosit memo 10	
mit inkoair® Bezug	mit aks-3D air Bezug				mit inkoair® Bezug	mit aks-3D air Bezug
40500	40520	8	35 x 35	10	40507	40527
40501	40521	8	35 x 40	10	40508	40528
40502	40522	8	40 x 40	10	40509	40529
40503	40523	8	40 x 45	10	40510	40530
40504	40524	8	45 x 45	10	40511	40531
40505	40525	8	50 x 40	10	40512	40532
40506	40526	8	50 x 45	10	40513	40533
			50 x 50	10	40514	40534
			55 x 40	10	40515	40535
			55 x 45	10	40516	40536
			55 x 50	10	40517	40537

**5 Produktübersicht**



**Abb. 5.01 - Oberseite**



**Abb. 5.02 - Unterseite**

## 6 Inbetriebnahme

Das Produkt ist für die Anwendung auf einer geeigneten Sitzgelegenheit entwickelt.

Beachten Sie, dass die Sitzfläche der Sitzgelegenheit stabil ist und die Außenmaße der Sitzfläche für das Produkt passend sind. Die Sitzfläche darf keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die das Sitzkissen beschädigen können.




**Stellen Sie sicher, dass das Sitzkissen nicht von der Sitzgelegenheit herunter rutschen kann.**

Prüfen Sie das Produkt vor und während des Aufbaus zur Anwendung auf Schäden und Mängel.



**Setzen Sie kein beschädigtes Produkt ein.**

1. Überprüfen Sie, ob die Sitzgelegenheit für die Verwendung mit dem Sitzkissen geeignet ist. Beachten Sie dabei die im Kapitel **Allgemeine Sicherheitshinweise** beschriebenen Anforderungskriterien.
2. Öffnen Sie den Deckel der Kartonverpackung.
3. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung heraus. Bewahren Sie die Verpackung für einen evtl. Transport bzw. die Lagerung auf.
4. Das Sitzkissen wird bereits bezogen ausgeliefert.
5. Legen Sie das Produkt mit der rutschhemmenden Unterseite auf die Sitzfläche der Sitzgelegenheit (Rollstuhl, Stuhl usw.).
6. Bei einem mit dem inkoair® Sitzkissenbezug bezogenen Produkt, ist die blaue Seite die Oberseite (siehe Abbildung 5.01). Die Sitzkissenvorderseite muss an der Vorderseite der Sitzgelegenheit platziert sein und ist durch die Sitzkissenbezug-Seite erkennbar, an der kein Reißverschluss verläuft. Zusätzlich kennzeichnet ein Symbol die korrekte Ausrichtung des Sitzkissens zum Patienten (siehe Abbildung 6.01).
7. Die beiden Trageschlaufen am Sitzkissenbezug müssen zu den Seiten der Sitzgelegenheit zeigen.
8. Beachten Sie bei der Positionierung des Produktes, dass das Sitzkissen nicht gestaucht bzw. geknickt wird und/oder Wölbungen entstehen.



**Abb. 6.01 Kennzeichnung inkoair® Sitzkissenbezug**

## 6.1 Platzieren des Patienten auf dem Sitzkissen

Nachdem alle Vorbereitungen zur Anwendung durchgeführt wurden (siehe Kapitel **Vorbereitung**), kann der Patient auf dem Sitzkissen platziert werden.

Wenn der Patient auf dem Sitzkissen sitzt, muss geprüft werden, ob das Sitzkissen für die Gegebenheiten des Patienten geeignet ist, d.h.:

- Die Sitzfläche des Sitzkissens muss entsprechend der Größe der Auflagefläche ausgewählt werden. Außerdem muss sie für das Gesäß des Patienten ausreichend groß sein. Ansonsten muss ein Sitzkissen mit einer größeren Abmessung gewählt werden.



Der Patient darf nicht durchsitzen, d.h. mit dem Gesäß nicht die Auflagefläche der Sitzgelegenheit unter dem Sitzkissen berühren.



Es wird empfohlen, dass akut erkrankte Personen nicht länger als zwei Stunden sitzen sollten und danach mindestens eine Stunde nicht wieder sitzen sollten (vgl. Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“ (1. Aktualisierung 2010)).



**Beachten Sie, dass der Patient bei der Anwendung des Sitzkissens über eine ausreichende Sitzstabilität verfügen muss. Die Füße des Patienten müssen ausreichenden Bodenkontakt bzw. Kontakt zu den Fußrasten des Rollstuhls haben.**

## 6.2 Aufziehen des Sitzkissenbezugs

Wenn Sie den inkoair® Sitzkissenbezug bzw. den aks-3D air Sitzkissenbezug (Option) nach dem Waschen oder nach einem Wechsel wieder auf das Sitzkissen aufziehen, beachten Sie folgendes:

- Die rutschhemmende Bezugseite ist die Unterseite und muss an der Sitzkissenunterseite angelegt werden (siehe Abbildung 5.02).
- Die Vorderseite des Bezuges ist die Seite, an der kein Reißverschluss vorhanden ist.
- Die Trageschlaufen am Sitzkissenbezug müssen seitlich der Sitzkissenvorderseite liegen. (siehe Abbildung 5.02)
- Der Bezug muss faltenfrei und ohne Stauchung des Sitzkissens aufgezogen sein.

## 6.3 Würfelentnahme zur gezielten Druckentlastung

Sollen besonders dekubitusgefährdete Körperbereiche des Patienten, z.B. im Bereich der Sitzbeinhöcker beim Sitzen gezielt druckentlastet werden, können Schaumstoffwürfel an der Unterseite des Sitzkissens herausgenommen werden (siehe Abbildung 6.1.01).

Die Herausnahme ist reversibel, d.h. die Schaumstoffwürfel können bei Bedarf auch wieder von der Unterseite des Sitzkissens aus in die offenen Stellen eingesteckt werden.



Das Freilagern von besonders Dekubitus gefährdeten Körperbereichen ist nur dann sinnvoll, wenn dadurch andere Körperstellen nicht zusätzlichem Druck ausgesetzt werden.

Die außenliegenden Schaumstoffwürfel sind mit der Sitzfläche verklebt und können daher nicht herausgenommen werden. Diese sind in Abbildung 6.1.01 mit einem **roten X** gekennzeichnet. Beachten Sie, dass die Herausnahme der verklebten Schaumstoffwürfel zur Zerstörung des Kissens führt.




Abb. 6.1.01 Würfelentnahme




Abb. 6.1.02 Würfel zusammendrücken

Gehen Sie bei der Entnahme der Schaumstoffwürfel wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Reißverschluss des Sitzkissenbezuges und ziehen Sie den Sitzkissenbezug ab.
2. Nehmen Sie die gewünschten Schaumstoffwürfel an der Unterseite des Sitzkissens heraus. Ziehen Sie beim Herausnehmen der Würfel nicht am Würfelende, da diese sonst in der Mitte zerreißen könnten.
3. Um die Schaumstoffwürfel herauszunehmen, drücken Sie zuerst die Schaumstoffwürfel von allen vier Ecken her zusammen. Dabei ist es wichtig, dass Sie unterhalb der Würfelmitte ansetzen (siehe Abbildung 6.1.02).



Abb. 6.1.03 Würfel herausziehen


4. Danach ziehen Sie vorsichtig den zusammengedrückten Würfel aus dem Gitter hervor (siehe Abbildung 6.1.03).
5. Bewahren Sie die entnommenen Schaumstoffwürfel sorgfältig auf (z.B. im Verpackungskarton), um sie bei Bedarf wieder einsetzen zu können.
6. Beziehen Sie das Sitzkissen wieder mit dem Sitzkissenbezug (siehe Kapitel Vorbereitung, Abschnitt **Aufziehen des Sitzkissenbezugs**).
7. Setzen Sie den Patienten auf das Sitzkissen.




**Beachten Sie, dass nicht zu viele Würfel an einer Stelle entnommen werden, da der Patient sonst durchsitzt und die druckentlastende Wirkung des Sitzkissens nicht mehr gewährleistet werden kann.**



**Die Anpassung (Würfelentnahme) des Sitzkissens soll grundsätzlich von geeignetem Fachpersonal durchgeführt werden.**



**Abb. 6.1.04**  
Beispiel: Sitzkissen (45x45x8 cm)



**Abb. 6.1.05**  
Beispiel: Sitzkissen (50x40x10 cm)



Bei einem Sitzkissen der Höhe 8 cm empfehlen wir, je Sitzbeinhöcker maximal 2 nebeneinanderliegende Würfel zu entnehmen (siehe Abbildung 6.1.04). Bei einem Sitzkissen der Höhe 10 cm empfehlen wir, je Sitzbeinhöcker maximal 4 Würfel in quadratischer Anordnung zu entnehmen (siehe Abbildung 6.1.05). Bei den Sitzkissengrößen 35x35x8/10 cm und 35x40x8/10 cm empfehlen wir, je Sitzbeinhöcker maximal 2 übereinanderliegende Würfel zu entnehmen (siehe Abbildung 6.1.06).



**Abb. 6.1.06**  
Beispiel: Sitzkissen (35x35x8 cm)

## 7 Ersteinsatz

Vor dem ersten Einsatz und vor jedem Wiedereinsatz stellen Sie den sicheren Zustand des Produktes anhand der Wartungsangaben im Kapitel **Wartung** fest. Reinigen Sie das Produkt vor jedem Wiedereinsatz gemäß dem Kapitel **Pflege/Reinigung**.



Das Produkt darf nur in Kombination mit einer geeigneten Sitzgelegenheit verwendet werden, deren Sitzfläche für die Abmessungen des Sitzkissens passend ist.



Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer und Wärmequellen (z. B. Heizung, Ofen etc.).

## 8 Anwendung

Beachten Sie vor bzw. während jeder Anwendung die folgenden Hinweise:



Das Lagern eines Patienten im Sitzen, ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden.



Überprüfen Sie das Produkt vor jeden Gebrauch (siehe Kapitel Wartung Abschnitt **Prüfung durch den Anwender**).



**Setzen Sie kein beschädigtes oder stark abgenutztes Produkt ein.**



**Vermeiden Sie die direkte Lagerung des Patienten auf bestehende Wunden.**



**Der Einsatz des Produktes ersetzt nicht vollständig die regelmäßige Umlagerung des Patienten.**

Das Produkt ist ein Schaumstoffsitzkissen, welches in den zwei Ausführungen aks-variosit memo 8 und aks-variosit memo 10 erhältlich ist. Beide Varianten unterscheiden sich in der Sitzkissenhöhe. Sie sind in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. Durch diese Unterteilung und durch die unterschiedlichen Größenvarianten ist eine individuelle Versorgung der Patienten möglich.

Das Produkt ist ein Schaumstoffsitzkissen mit einer einteiligen Sitzfläche. Es dient zur Minderung der Scherkräfte und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Zusätzlich kann das Prinzip der Hohlagerung angewendet werden, wenn gezielt die innenliegenden Würfel der Unterseite entnommen werden (siehe Kapitel Vorbereitung, Abschnitt **Würfelentnahme zur gezielten Druckentlastung**). Das Sitzkissen wird zur Dekubitusprophylaxe und zur Unterstützung der Dekubitustherapie im Bereich des Gesäßes eingesetzt. Bei der Dekubitustherapie kann es bis einschließlich Grad IV (nach EPUAP) verwendet werden.

Die Basisschicht des aks-variosit memo besteht aus einzelnen Schaumstoffwürfeln mit einer jeweiligen Größe von ca. 5 x 5 x 6 cm, die in einem PVC-Gitter fixiert sind. Diese Schaumstoffwürfel-Struktur hat eine punktelastische Wirkung zur Folge und wirkt somit scherkraftmindernd und druckentlastend.

Auf die Schaumstoffwürfel ist eine einteilige, glatte Viscoschaumschicht aufgebracht, die mit der äußeren Schaumstoffwürfelreihe verklebt ist. Diese dient als Sitzfläche und gewährleistet eine konturgenaue Anpassung an den Gesäßbereich des Patienten. Somit wird die Auflagefläche vergrößert und der Auflagedruck minimiert. Das Dekubitusrisiko wird verringert.

Das Produkt wird durch den wasserundurchlässigen inkoair® Sitzkissenbezug vor Verunreinigungen geschützt. Der Sitzkissenbezug wird mittels eines Reißverschlusses verschlossen und ist abnehmbar. Er ist im Fall der Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Waschmitteln waschbar.

## 9 Zubehör/Kombination



**Als Zubehör dürfen nur original aks-Zubehörteile verwendet werden, denn nur diese sind von der aks GmbH geprüft und gewährleisten somit eine einwandfreie und sichere Funktion. Zubehör, das nicht durch die aks GmbH freigegeben wurde, kann Gefährdungen verursachen.**

Zubehör Bestellnummern		
inkoair® Sitzkissen-Ersatzbezüge	Abmessungen (B x T x H) [cm]	aks-3D air Sitzkissen-Ersatzbezüge
49229	35 x 35 x 8	49231
49230	34 x 40 x 8	49232
49213	40 x 40 x 8	49200
49214	40 x 45 x 8	49201
49216	45 x 45 x 8	49203
49217	50 x 40 x 8	49204
49218	50 x 45 x 8	49205
49235	35 x 35 x 10	49233
49236	35 x 40 x 10	49234
49226	40 x 40 x 10	49250
49227	40 x 45 x 10	49251
49228	45 x 45 x 10	49252
49220	50 x 40 x 10	49207
49221	50 x 45 x 10	49208
49222	50 x 50 x 10	49209
49223	55 x 40 x 10	49210
49224	55 x 45 x 10	49211
49225	55 x 50 x 10	49212
<b>Ersatz Schaumstoffwürfel (5x5 cm)</b>	49199	

## 10 Pflege/Reinigung

Die Herstellung des Produktes unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Beachten Sie die folgenden Hinweise, damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern:

Alle Produkte sind mit eine Typenschild ausgestattet.



Beachten Sie zur Reinigung und Desinfektion die entsprechenden Wasch- und Pflegehinweise auf dem Typenschild. In der Tabelle „Erläuterung der Symbole“ im Kapitel **Produktkennzeichnung** finden Sie die Bedeutung dieser Symbole.

Als Reinigungs- und Pflegemittel können für Kunststoff geeignete Produkte verwendet werden. Dabei müssen folgende Punkte beachtet werden:

### Verwenden Sie keine

- Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit Salmiak
- basischen/alkalischen Reinigungsmittel
- aggressiven Reinigungsmittel z. B. Lösungsmittel sowie harte Bürsten usw.

### Verwenden Sie

- dermatologisch getestete Mittel
- alkoholfreie und chlorfreie Desinfektionsmittel und Verfahren für die Wischdesinfektion aus der Liste des RKIs (Robert-Koch-Instituts) oder der Desinfektionsmittelliste des VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.)

Beachten Sie die Hinweise und Schutzmaßnahmen der Reinigungs- und Desinfektionsmittelhersteller.



Reinigen Sie das Produkt regelmäßig und bei offensichtlichen Verschmutzungen.



Neben der regelmäßigen Wartung werden durch regelmäßige Reinigung lose und/oder abgenutzte Teile erkannt. Das sichert den reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer des Produktes.

### Reinigung durch den Anwender

Der inkoair® Sitzkissenbezug kann mit einem milden, alkoholfreien Reinigungsmittel und einem Lappen von Hand gereinigt werden. Der aks-3D air Sitzkissenbezug sowie der inkoair® Sitzkissenbezug können in der Waschmaschine, bei 60 °C, unter Verwendung von haushaltsüblichen Waschmitteln, gereinigt werden. Beachten Sie dabei die Waschanleitung am jeweiligen Etikett (siehe Kapitel **Produktkennzeichnung**).

Der Schaumstoffkern ist bei Bedarf für die Reinigung mit einem feuchten Tuch von Hand geeignet. Vor dem erneuten Aufziehen des inkoair®- oder aks-3D air Sitzkissenbezugs muss der Schaumstoffkern vollständig getrocknet sein. Es besteht sonst die Gefahr der Schimmelbildung.

### Desinfektion durch den Anwender

Für eine Desinfektion des inkoair® Sitzkissenbezugs von Hand, ist ein Wischdesinfektionsverfahren durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass das Desinfektionsmittel in der Liste des RKIs oder des VAHs gelistet ist. Bei dem inkoair® Sitzkissenbezug handelt es sich um einen Vollbezug, der

den gesamten Schaumstoffkern umschließt. Zudem verhindert die Schutzüberlappung des Reißverschlusses das Eindringen von seitlich herunter laufenden Flüssigkeiten. Deshalb ist es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ausreichend, den inkoair® Sitzkissenbezug zu desinfizieren. Sollte eine Kontaminierung des Schaumstoffkerns erfolgt sein, ist eine Desinfektion des Schaumstoffkerns notwendig (siehe Punkt Desinfektion durch den Betreiber).

Die Desinfektion des aks-3D air Sitzkissenbezugs darf, aufgrund der offenen Struktur, nicht durch eine Wisch- oder Sprühdesinfektion erfolgen. Es besteht die Gefahr der Schimmelbildung. Sollte eine Kontaminierung des aks-3D air Sitzkissenbezugs erfolgt sein, ist eine Desinfektion notwendig (siehe Punkt Desinfektion durch den Betreiber).

### **Reinigung durch den Betreiber**

Siehe Punkt Reinigung durch den Anwender.

### **Desinfektion durch den Betreiber**

Siehe Punkt Desinfektion durch den Anwender. Zusätzlich sind folgende Desinfektionsverfahren möglich:

Der inkoair®- sowie der aks-3D air Sitzkissenbezug können durch validierte, maschinelle Verfahren nach RKI gleichzeitig gereinigt und desinfiziert werden. Beachten Sie dabei die Waschanleitung am jeweiligen Etikett (siehe Kapitel **Produktkennzeichnung**).

Bei einer Kontaminierung des Schaumstoffkerns, kann ein validiertes, maschinelles Verfahren nach RKI durchgeführt werden. Wir empfehlen das Autoklavieren bei 105°C.

Bei weiterführenden Fragen zu Desinfektionsmöglichkeiten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

## **11 Lagerung**

Das Produkt sollte zur kurzfristigen Lagerung zwischen den Anwendungen vorzugsweise in belüfteten Schränken gelagert werden. Stellen Sie sicher, dass eine Beschädigung oder dauernde Belastung während dieser Zeit ausgeschlossen ist.



Bei längerer Lagerung sollte das Produkt sauber, trocken und ungefaltet in einem Karton gelagert werden. Verwenden Sie für die Lagerung die Original-Verpackung um das Produkt vor Staub zu schützen.

Die klimatischen Bedingungen sind im Kapitel **Zweckbestimmung** beschrieben und müssen eingehalten werden.

Platzieren Sie nichts auf dem Produkt, was es beschädigen könnte (z.B. spitze, scharfkantige Gegenstände).

## 12 Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vor dem Wiedereinsatz (z.B. bei einem Patientenwechsel) gemäß Kapitel **Pflege/Reinigung** gereinigt und desinfiziert sowie einer Wartung gemäß Kapitel **Wartung** unterzogen wurde.

## 13 Lebensdauer

Die Lebensdauer des Produktes ist naturgemäß von der Art und Weise des Gebrauchs abhängig. Häufiges Transportieren, Reinigen und Desinfizieren verringern die Lebensdauer genauso, wie die unsachgemäße Behandlung und unsachgemäße Lagerung.



Beachten Sie das zulässige Patientengewicht (siehe Kapitel **Technische Daten**). Das Überschreiten des zulässigen Patientengewichts führt nicht nur zu einer Verringerung der Lebensdauer des Produktes, sondern es erhöht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko.

## 14 Entsorgung

Das Produkt besteht aus Kunststoff- und Metallteilen (Reißverschluss). Es muss fachgerecht und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren örtlichen Entsorgungsunternehmer. Für die Entsorgung außerhalb Deutschlands beachten Sie bitte die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen.



**Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass die einzelnen Komponenten nicht infektiös bzw. kontaminiert sind.**

## 15 Garantie

Das Produkt zeichnet sich durch Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit aus. Sollte ein Problem auftreten, benachrichtigen Sie Ihren Fachhändler. Dieser wird schnellstmöglich Abhilfe schaffen.

Für unsere Produkte übernehmen wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit. Auf Materialfehler gewähren wir ab Kaufdatum eine Werksgarantie von **2 Jahren** (Verschmutzung und normale Abnutzung begründen keine Garantieleistung).



Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Gebrauch sowie Änderungen und Ergänzungen ohne Zustimmung der aks GmbH führen zum Erlöschen der Garantie und der Produkthaftung allgemein.

Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. Die Produktbezeichnung und LOT-Nummer entnehmen Sie dem Typenschild auf der Außenseite des Schaumstoffkerns.

## 16 Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG „Medizinprodukte“ unter Berücksichtigung der Änderungsrichtlinie 2007/47/EG. Bei der Entwicklung wurden die folgenden Standards angewendet:

- DIN EN ISO 10993-5      Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 5: Prüfung auf In-vitro-Zytotoxizität
- DIN EN 62366          Medizinprodukte – Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte

## 17 Wartung

### 17.1 Allgemeine Wartungshinweise

Die Lebensdauer des Produktes ist naturgemäß von der Art und Weise des Gebrauchs abhängig.



Um einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, muss das Produkt regelmäßig und vor jedem Wiedereinsatz sowie nach jeder Reparatur einer Sichtprüfung, durch geeignetes Fachpersonal, nach dem Wartungsplan, unterzogen werden. Ergeben sich bei diesen Prüfungen Anhaltspunkte für Defekte/Beschädigungen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Kennzeichnen Sie das Produkt deutlich als „defekt“ und benachrichtigen Sie Ihren Fachhändler.

Wird das Produkt nicht regelmäßig fachgerecht gewartet, ist eine sichere Anwendung nicht mehr gewährleistet. Verschleiß, Beschädigungen oder auch Lösen von Verbindungselementen können somit nicht erkannt werden.



Führen Sie keine Reparaturen an dem Produkt durch, durch welche sich die Produkteigenschaften ändern. Ansonsten wird jegliche Gewährleistung und Produkthaftung ausgeschlossen.



Vor einer neuen Inbetriebnahme müssen die Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.



Es dürfen nur original aks-Ersatzteile und aks-Zubehörteile verwendet werden, die für dieses Produkt freigegeben sind. Ansonsten wird jegliche Gewährleistung und Produkthaftung ausgeschlossen. Sie dürfen ohne Zustimmung der aks GmbH keine technischen Änderungen und Ergänzungen vornehmen.

In Deutschland gilt das Medizinproduktegesetz (MPG) und die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). In anderen Ländern gelten die entsprechenden nationalen Vorschriften.

## 17.2 Wartungsplan

### Prüfung durch eine Fachkraft

Führen Sie beim Produkt mindestens jährlich<sup>1</sup>, vor jedem Wiedereinsatz und nach jeder Reparatur eine Wartung durch.



Die MPBetreibV gibt dazu unter § 7 folgenden Hinweis:

*„Instandhaltungsmaßnahmen sind insbesondere Inspektionen und **Wartungen**, die erforderlich sind, um den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb der Medizinprodukte fortwährend zu gewährleisten. Die Instandhaltungsmaßnahmen sind unter Berücksichtigung der **Angaben des Herstellers** durchzuführen (...).“*

Die folgende Tabelle unterstützt Sie bei der Prüfung:

(i.O. = in Ordnung, n.i.O. = nicht in Ordnung, n.a. = nicht anwendbar)

Einsatzbereich			
<input type="checkbox"/> Privathaushalt	<input type="checkbox"/> stationäre Einrichtung	<input type="checkbox"/> _____	
Herstelldatum (WW/JJJJ) _____/____		Datum des ersten Einsatzes (WW/JJJJ) _____/____	
Letzte Prüfung am: _____		durch: _____	
Kontrollpunkte	i.O.	n.i.O.	n.a.
Prüfung der Grundvoraussetzungen			
Zweckentsprechender Einsatz			
Zulässige Sitzkissen-Sitzkissenbezug-Kombination			
Sitzkissenaufrück lesbar (Produktbezeichnung, LOT, CE-Kennzeichnung, Herstellerangaben, Kennzeichnung Oberseite)			
Gebrauchsanweisung vorhanden, lesbar und für den Anwender erreichbar			
Prüfung des Sitzkissens			
Keine Verformungen, Kuhlenbildung, Beschädigungen, Risse, Schnitte			
Keine Verschmutzung der Schaumstoffschichten			
Sitzfläche unbeschädigt (keine Risse, Löcher, Verhärtungen etc.)			
Kein Verschleiß, keine Abnutzung			
Klebeverbindungen zwischen äußeren Schaumstoffwürfeln und der Sitzfläche fest			
Alle Schaumstoffwürfel vorhanden und vollständig in das PVC-Gitter eingesteckt			
PVC-Gitter unbeschädigt			
Prüfung des Sitzkissenbezugs			
Keine Risse, Löcher, Schnitte, getrennte Nähte			
Keine Verschmutzung			
Kein Verschleiß, keine Abnutzung			
Reißverschluss funktionsfähig und vollständig (Schieber, Schiebegriff)			
Etikett der Typenbezeichnung innerhalb des Sitzkissenbezugs vorhanden und lesbar			
Beide Trageschlaufen vorhanden, unbeschädigt und befestigt			

<sup>1</sup> Die MPBetreibV gibt – für die in der Anlage 1 zur MPBetreibV aufgeführten Medizinprodukte – unter § 11 Sicherheitstechnischen Kontrollen folgenden Hinweis:  
*„Der Betreiber hat (...) solche Fristen vorzusehen, dass entsprechende Mängel, mit denen aufgrund der Erfahrung gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden können.“*

Sicherheitstechnische Kontrollen beziehen sich nicht auf das hier beschriebene Produkt. Die Formulierung bringt die Verantwortung des Betreibers zum Ausdruck.

<b>Kontrollpunkte</b>			<b>i.O.</b>	<b>n.i.O.</b>	<b>n.a.</b>
<b>Gesamtbewertung</b>					
Bemerkung:					
Datum	Firma	Prüfer	Unterschrift		

<b>Daten des aks-Antidekubitus Sitzkissens</b>			
	Produktname	LOT-Nummer	Nächste Wartung/Prüfung
Sitzkissen			
Sitzkissenbezug			

**Prüfung durch den Anwender**

Der Anwender muss, unabhängig von der periodischen Prüfung durch die Fachkraft, vor jedem Gebrauch den sicheren Zustand des Produktes überprüfen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Zweifel an dessen Sicherheit haben. Kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.

Die folgende Tabelle unterstützt Sie bei der Prüfung:

<b>Kontrollpunkte</b>
Keine Verformungen, Kuhlenbildung, Beschädigungen, Risse, Löcher, Schnitte, getrennte Nähte
Keine Verschmutzung des Sitzkissenbezugs
Kein Verschleiß, keine Abnutzung
Reißverschluss Sitzkissenbezug funktionsfähig und vollständig (Schieber, Schiebegriff)
Beide Trageschlaufen Sitzkissenbezug vorhanden, unbeschädigt und befestigt



Ergeben sich bei diesen Prüfungen Anhaltspunkte für Defekte/Beschädigungen, darf das Produkt nicht mehr betrieben werden. Kennzeichnen Sie das Produkt deutlich als „defekt“ und benachrichtigen Sie Ihren Fachhändler. Vor einer neuen Inbetriebnahme müssen die Defekte/Beschädigungen durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehörigen Bauteile ausgetauscht werden.

**18 Produktkennzeichnung**

<b>Produktkennzeichnung</b>	
<p><b>aks-Produktname</b>    <b>CE</b></p> <p>B x T x H cm - [LOT] KW WW/JJJJ</p>	<p><b>Typenschild</b></p> <p>Aufdruck Sitzkissen (seitlich)</p>
<p><b>Oberseite / top side</b></p>	<p><b>Kennzeichnung Oberseite</b></p> <p>Aufdruck Sitzkissen (oben)</p>

Produktkennzeichnung									
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="204 271 443 349"> <b>inkoair® Sitzkissenbezug</b>                      66003-1                       aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH                      Antwerpener Straße 6                      D-53842 Troisdorf                 </td> <td data-bbox="443 271 619 349">                     www.aks.de  </td> <td data-bbox="619 271 983 349"> <b>Setzen Sie keinen beschädigten/ abgenutzten Sitzkissenbezug ein!</b> </td> <td data-bbox="983 271 1031 349"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 349 443 427">                     LOTS                      REF                      SIZE                 </td> <td data-bbox="443 349 619 427">                     Material                      Oberseite: 63 % PU, 37 % PES                      Unterseite: 85 % PVC,                      14 % PES, 1 % PU                 </td> <td data-bbox="619 349 983 427"> </td> <td data-bbox="983 349 1031 427"></td> </tr> </table>	<b>inkoair® Sitzkissenbezug</b> 66003-1 aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH Antwerpener Straße 6 D-53842 Troisdorf	www.aks.de 	<b>Setzen Sie keinen beschädigten/ abgenutzten Sitzkissenbezug ein!</b>		LOTS REF SIZE	Material Oberseite: 63 % PU, 37 % PES Unterseite: 85 % PVC, 14 % PES, 1 % PU			<p><b>Typenschild</b></p> <p>inkoair® Sitzkissenbezug Etikett innen</p>
<b>inkoair® Sitzkissenbezug</b> 66003-1 aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH Antwerpener Straße 6 D-53842 Troisdorf	www.aks.de 	<b>Setzen Sie keinen beschädigten/ abgenutzten Sitzkissenbezug ein!</b>							
LOTS REF SIZE	Material Oberseite: 63 % PU, 37 % PES Unterseite: 85 % PVC, 14 % PES, 1 % PU								
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="204 501 443 580"> <b>aks-3D air Sitzkissenbezug</b>                      67305                       aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH                      Antwerpener Straße 6                      D-53842 Troisdorf                 </td> <td data-bbox="443 501 619 580">                     www.aks.de  </td> <td data-bbox="619 501 983 580"> <b>Setzen Sie keinen beschädigten/ abgenutzten Sitzkissenbezug ein!</b> </td> <td data-bbox="983 501 1031 580"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 580 443 658">                     LOTS                      REF                      SIZE                 </td> <td data-bbox="443 580 619 658">                     Anwendung                      Material                      Oberseite: 100 % Polyester                      Unterseite: 100 % Polyester                 </td> <td data-bbox="619 580 983 658"> </td> <td data-bbox="983 580 1031 658"></td> </tr> </table>	<b>aks-3D air Sitzkissenbezug</b> 67305 aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH Antwerpener Straße 6 D-53842 Troisdorf	www.aks.de 	<b>Setzen Sie keinen beschädigten/ abgenutzten Sitzkissenbezug ein!</b>		LOTS REF SIZE	Anwendung Material Oberseite: 100 % Polyester Unterseite: 100 % Polyester			<p><b>Typenschild</b></p> <p>aks-3D air Sitzkissenbezug Etikett innen</p>
<b>aks-3D air Sitzkissenbezug</b> 67305 aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH Antwerpener Straße 6 D-53842 Troisdorf	www.aks.de 	<b>Setzen Sie keinen beschädigten/ abgenutzten Sitzkissenbezug ein!</b>							
LOTS REF SIZE	Anwendung Material Oberseite: 100 % Polyester Unterseite: 100 % Polyester								
<div style="text-align: center;"> </div>	<p><b>Kennzeichnung</b></p> <p>inkoair® Sitzkissenbezug Aufdruck Bezug (seitlich)</p>								

Erläuterung der Symbole	
	Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.
	Gebrauchsanweisung beachten (ISO 7000-1641)
	Achtung! (Sicherheitshinweis, Warnung vor einer Gefahrenstelle)
	Hersteller
	Buntwäsche (Normalwaschgang) Waschtemperatur 60°C, normaler Prozess
	Nicht bleichen Bleichmittelfreie Waschmittel verwenden
	Nicht im Wäschetrockner trocknen
	Nicht bügeln
	Nicht chemisch reinigen, normaler Prozess

**19 Technische Daten**

<b>aks-variosit memo 8/aks-variosit memo 10</b>				
Klassifizierung:	Medizinprodukt der Klasse I nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG			
Klimatische Bedingungen:	- Umgebungstemperatur von 10°C bis 40°C - Luftfeuchte von 30 % bis 75 % - Luftdruck von 800 hPa bis 1060 hPa - normal zusammengesetzte atmosphärische Luft			
<b>Sitzkissen</b>	<b>Abmessungen B x T x H (cm)</b>	<b>Würfelfanzahl</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Best. Nr.</b>
aks-variosit memo 8 mit inkoair® Sitzkissenbezug:	35 x 35 x 8	49	0,44	40500
	35 x 40 x 8	56	0,52	40501
	40 x 40 x 8	64	0,60	40502
	40 x 45 x 8	72	0,70	40503
	45 x 45 x 8	81	0,79	40504
	50 x 40 x 8	80	0,75	40505
	50 x 45 x 8	90	0,86	40506
aks-variosit memo 10 mit inkoair® Sitzkissenbezug:	35 x 35 x 10	49	0,60	40507
	35 x 40 x 10	56	0,68	40508
	40 x 40 x 10	64	0,78	40509
	40 x 45 x 10	72	0,92	40510
	45 x 45 x 10	81	0,97	40511
	50 x 40 x 10	80	0,96	40512
	50 x 45 x 10	90	1,11	40513
	50 x 50 x 10	100	1,20	40514
	55 x 40 x 10	88	1,08	40515
	55 x 45 x 10	99	1,19	40516
55 x 50 x 10	110	1,33	40517	
aks-variosit memo 8:	zulässiges Patientengewicht (kg)		20-80	
aks-variosit memo 10:			20-140	
Material:	Polyurethan-Schaum			
obere Schaumstoffschicht:	Raumgewicht: 50 kg/m <sup>3</sup> Stauchhärte: 2 kPa			
Schaumstoffwürfel:	Raumgewicht: 45 kg/m <sup>3</sup> Stauchhärte: 5,5 kPa			

<b>inkoair® Sitzkissenbezug</b>		
Material:	Oberseite: 63 % Polyurethan, 37 % Polyester Unterseite: 100 % Polyester (beschichtet und rutschhemmend)	
	<b>Abmessungen B x T x H (cm)</b>	<b>Best. Nr.</b>
inkoair® Sitzkissenbezug für aks-variosit memo 8:	35 x 35 x 8	49229
	35 x 40 x 8	49230
	40 x 40 x 8	49213
	40 x 45 x 8	49214
	45 x 45 x 8	49216
	50 x 40 x 8	49217
	50 x 45 x 8	49218
inkoair® Sitzkissenbezug für aks-variosit memo 10:	35 x 35 x 10	49235
	35 x 40 x 10	49236
	40 x 40 x 10	49226
	40 x 45 x 10	49227
	45 x 45 x 10	49228
	50 x 40 x 10	49220
	50 x 45 x 10	49221
	50 x 50 x 10	49222
	55 x 40 x 10	49223
	55 x 45 x 10	49224
55 x 50 x 10	49225	
<b>aks-3D air Sitzkissenbezug</b>		
Material:	Oberseite: 100 % Polyester Unterseite: 100 % Polyester (beschichtet und rutschhemmend)	
	<b>Abmessungen B x T x H (cm)</b>	<b>Best. Nr.</b>
aks-3D air Sitzkissenbezug für aks-variosit memo 8:	35 x 35 x 8	49231
	35 x 40 x 8	49232
	40 x 40 x 8	49200
	40 x 45 x 8	49201
	45 x 45 x 8	49203
	50 x 40 x 8	49204
	50 x 45 x 8	49205
aks-3D air Sitzkissenbezug für aks-variosit memo 10:	35 x 35 x 10	49233
	35 x 40 x 10	49234
	40 x 40 x 10	49250
	40 x 45 x 10	49251
	45 x 45 x 10	49252
	50 x 40 x 10	49207
	50 x 45 x 10	49208
	50 x 50 x 10	49209
	55 x 40 x 10	49210
	55 x 45 x 10	49211
55 x 50 x 10	49212	



Alle Teile und Daten unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und können somit von den aufgeführten Angaben abweichen.

Bitte tragen Sie hier die Daten Ihres Produktes ein:

**Typ:**  aks-variosit memot 8  aks-variosit memo 10

**LOT:** \_\_\_\_\_

**Abmessungen/Größe:**

<input type="checkbox"/> 35 x 35 x 8 cm	<input type="checkbox"/> 35 x 35 x 10 cm
<input type="checkbox"/> 35 x 40 x 8 cm	<input type="checkbox"/> 35 x 40 x 10 cm
<input type="checkbox"/> 40 x 40 x 8 cm	<input type="checkbox"/> 40 x 40 x 10 cm
<input type="checkbox"/> 40 x 45 x 8 cm	<input type="checkbox"/> 40 x 45 x 10 cm
<input type="checkbox"/> 45 x 45 x 8 cm	<input type="checkbox"/> 40 x 45 x 10 cm
<input type="checkbox"/> 50 x 40 x 8 cm	<input type="checkbox"/> 50 x 40 x 10 cm
<input type="checkbox"/> 50 x 45 x 8 cm	<input type="checkbox"/> 50 x 45 x 10 cm
	<input type="checkbox"/> 50 x 50 x 10 cm
	<input type="checkbox"/> 55 x 40 x 10 cm
	<input type="checkbox"/> 55 x 45 x 10 cm
	<input type="checkbox"/> 55 x 50 x 10 cm

**Ersteinsatz:** Jahr \_\_\_\_\_ Monat \_\_\_\_\_

**Fachhändler:**

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Rufnummer \_\_\_\_\_

Notizen:

**Notizen:**

Notizen:



aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Antwerpener Straße 6

D-53842 Troisdorf

☎ +49(0)2241/9474-0

☎ +49(0)2241/9474-88

✉ [aks@aks.de](mailto:aks@aks.de)

🌐 [www.aks.de](http://www.aks.de)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.  
Alle Rechte, technischen Änderungen und Druckfehler vorbehalten.