



## aks-Antidekubitus Sitzkissen

### **Der Rollstuhl: Mobilität für Menschen mit Handicap**

„Im Alltag von stark mobilitätseingeschränkten Menschen ist der Rollstuhl ein sehr nützliches Hilfsmittel. Er verhilft ihnen zu einem erhöhten Bewegungsradius und somit zu mehr Selbstständigkeit. Letzten Endes wird damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.“

### **Der Rollstuhl überbrückt Behinderungen**

In der Bundesrepublik Deutschland nutzen mehr als eineinhalb Millionen Menschen einen Rollstuhl - dauerhaft oder zeitweise. Diese Betroffenenengruppe besteht aus etwa gleichen Teilen von Senioren und Menschen mit körperlichen Behinderungen.“\*1

So unterschiedlich wie die Betroffenen selbst, sind auch Ihre Anforderungen und Erwartungen an den Rollstuhl und das Rollstuhlsitzkissen. aks hat deshalb kontinuierlich diesen Produktbereich ausgebaut und bietet heute eine breite Produktpalette. Mehr auf den nächsten Seiten.

*Quelle: \*1 Stiftung MyHandicap gemeinnützige GmbH*



## aks-maxisit

### Die Basisversorgung für Risikopatienten

Dieses Schaumstoff-Würfelkissen ist für die Versorgung von Rollstuhlfahrern geeignet, die mobil genug sind, sich immer wieder anders zu positionieren. Die richtige Stauchhärte des Kissens und die Würfelstruktur gewährleisten eine gleichbleibend gute Druckverteilung und geringe Scherkräfte. Mit Sitzkissenbezug aks-inkoair®.

Patientengewicht 40-120 kg  
Abmessung 42 x 42 x 9 cm  
Dekubitusgrad Prophylaxe

#### HMV-Nummer

aks-maxisit - 11.11.01.3059

#### Bestellnummer

aks-maxisit - 04050



## aks-multisit

### Für Benutzer mit niedrigem Körpergewicht oder wenig Mobilität

Da diese Menschen eine Sitzfläche mit geringer Stauchhärte benötigen, wird bei diesem Rollstuhlsitzkissen eine Kombination aus entsprechenden Schaumstoffwürfeln und einer Wanne aus festem Schaumstoff eingesetzt. Die Wanne sorgt für die notwendige Unterstützung beim Sitzen. Zwei Mulden an der Vorderseite führen die Oberschenkel. Mit Sitzkissenbezug aks-inkoair®.

Patientengewicht 40-90 kg  
Abmessung 42 x 42 x 10 cm  
Dekubitusgrad Prophylaxe

#### Bestellnummer

aks-multisit - 04350



## aks-variosit I aks-variosit II

### Zwei Varianten für Rollstuhlfahrer mit unterschiedlichen Gewichtsbereichen


Eine gute Druckverteilung muss auch bei unterschiedlichen Personengewichten ermöglicht werden. aks hat hierfür zwei Schaumstoffsitzkissen im Programm, mit denen diese Anforderung realisiert werden kann. Die einzeln herausnehmbaren Würfel sind so angeordnet, dass der Gesäßbereich druckentlastet und die Randzonen stabilisiert werden. Mit Sitzkissenbezug aks-inkoair®.



Patientengewicht  
aks-variosit I 40-70 kg  
aks-variosit II 70-120 kg  
Abmessung 42 x 42 x 9 cm  
Dekubitusgrad Prophylaxe

**HMV-Nummer**  
aks-variosit - 11.11.01.3060

**Bestellnummern**  
variosit I - 04550  
variosit II - 04551



M

## aks-viscosit

Antidekubitus-Schaumstoffsitzkissen mit einer Synergie aus viscoelastischem Schaumstoff und Schaumstofffeder-Technik

Die Vorteile des aks-viscosit:

- durch die viscoelastische Oberschicht bildet sich eine individuell passende Sitzfläche.
- in Verbindung mit der innovativen Schaumstofffeder-Technik wird eine punktelastische Unterstützung beim Sitzen erreicht
- Druckspitzen werden effektiv reduziert
- der um die Vorderkante geführte viscoelastische Schaum reduziert die Gefahr von Druckstellen in der Kniekehle
- serienmäßiger 3D air Sitzkissenbezug sorgt für besseres Mikroklima
- viele lieferbare Größen sorgen für eine problemlose Adaption an die verschiedensten Rollstühle
- 3 Gewichtsbereiche für die Versorgung von untergewichtigen bis übergewichtigen Personen
- zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Grad II (nach EPUAP)



L



XL

Option (s. Abbildung 1):

aks-inkoair®-Sitzkissenbezug zum Schutz vor Eindringen von Flüssigkeiten

s. Preisliste und Tabelle Seite 84/85

Patientengewichte und Abmessungen:

s. Tabelle Seite 84/85



1



# aks-gelsit

**Bewährt, robust, langlebig**

Gelkissen genießen bei Rollstuhlfahrern mit Eigenbewegung eine hohe Akzeptanz. Sie zeichnen sich durch eine geringe Dicke aus und vergrößern so die Gesamtsitzhöhe nur unwesentlich. Mit Sitzkissenbezug aks-inkoair®.

Patientengewicht 40-100 kg

Abmessungen 40 x 40 x 2,5 cm/42 x 45 x 2,5 cm

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad I (nach EPUAP)

## **HMV-Nummer**

aks-gelsit - 11.39.02.0009

## **Bestellnummern**

40 x 40 x 2,5 cm - 04150

42 x 45 x 2,5 cm - 04151