



Abbildung: saniflow® p hier in Verwendung mit Standardmatratze und Bezug aks-inkocover (beides nicht im Lieferumfang der saniflow® p enthalten)

**PROPHY-  
LAXE**

## saniflow® p

### Kleinzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem mit individueller Druckeinstellung

#### Die Vorteile der saniflow® p

- Matratzenaufagesystem
- einfache Bedienung
- stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht
- Verwendung mit einer Standardschaumstoffmatratze (Höhe min. 10 cm)
- Zyklus: 6 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 124 Waben (Zellen)
- Netzschalter mit Kontrollleuchte
- Zellenhöhe 6,35 cm
- 2 Umschlagenden an der Kopf- und Fußseite der Matratze zur Fixierung an einer Schaumstoffunterlage oder Schaumstoffmatratze
- flow air® Matratze mit Belüftungsperforationen
- für den Wiedereinsatz geeignet
- Garantie: Aggregat 2 Jahre, Matratze 6 Monate

Patientengewicht 45-120 kg  
Dekubitusgrad Prophylaxe

#### Bestellnummern

saniflow® p - 22110  
Ersatzaggregat - 22111  
Ersatzmatratze - 02101  
Bezug aks-inkocover - 04104