

aks-variosit 8 aks-variosit 10

Die zwei neuen Schaumstoff-
Würfelsitzkissen zur individuellen
Versorgung im Rollstuhl



Eine gute Druckentlastung muss auch bei unterschiedlichen Personengewichten ermöglicht werden. aks hat hierfür zwei neue Schaumstoffsitzkissen im Programm. Die beiden Sitzkissen sind sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapie bis einschließlich Grad IV nach EPUAP einsetzbar. aks-variosit 8 und aks-variosit 10 bieten die Möglichkeit einer zusätzlichen Druckentlastung durch die gezielte Würfelentnahme auf der Unterseite.

Die Vorteile der Sitzkissen aks-variosit 8 und aks-variosit 10:

- 5 x 5 cm große Schaumstoffwürfel ermöglichen eine vielseitige Anzahl an lieferbaren Sitzkissengrößen und somit eine individuelle Versorgung mit dem passenden Sitzkissen

- Die Herausnahme der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel ermöglicht eine zusätzliche, gezielte Druckentlastung durch quasi Hohlagerung an besonders gefährdeten Gesäßbereich, z.B. im Bereich der Sitzbeinhöcker.
- Anpassung der Sitzhaltung ist bei Patienten mit Körperfehlstellungen, z.B. Wirbelsäulenverkrümmung, oder Beckenschiefstand durch herausnehmbare Schaumstoffwürfel möglich
- Die äußeren Würfel sind für den unterstützenden Sitzkomfort mit der oberen Schaumstoffschicht verbunden. Zudem trägt das eingesetzte Gitter zur Stabilisierung bei und vereinfacht die Handhabung der Würfelentnahme
- Die beiden Kissen unterscheiden sich in der Gesamthöhe (8 cm/10 cm) und in der Auswahl der Schaumstoffkombinationen. Personen von 20 bis 80 kg Körpergewicht wählen aks-variosit 8, für Personen ab 70 bis 130 kg eignen sich die aks-variosit 10 Ausführungen.
- Der wasserundurchlässige aks-inkoair®-Sitzkissenbezug bietet optimalen Schutz des Sitzkissens z.B. bei Patienten mit Inkontinenz.
- Als Option steht der 3D air-Sitzkissenbezug zur verbesserten Luftzirkulation zur Verfügung

aks


aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH
Antwerpener Str. 6
D-53842 Troisdorf
T +49 (0) 22 41/94 74 0, F +49 (0) 22 41/94 74 88
www.aks.de

HMV-Nummer

aks-variosit 8 - 11.39.01.3013
aks-variosit 10 - 11.39.01.3012



aks-inkoair®-Bezug



Entnahme der Würfel
auf der Unterseite



aks-3D air-Bezug

Folgende Varianten sind erhältlich:

	Abmessungen (B x T x H)	Sitzkissenbezug	Patientengewicht	Bestellnummer
aks-variosit 8	40 x 40 x 8 cm	aks-inkoair®-Bezug	20-80 kg	40300
	40 x 45 x 8 cm			40301
	45 x 45 x 8 cm			40302
	50 x 40 x 8 cm			40303
	50 x 45 x 8 cm			40304
aks-variosit 10	40 x 40 x 10 cm	aks-inkoair®-Bezug	70-130 kg	40311
	40 x 45 x 10 cm			40312
	45 x 45 x 10 cm			40313
	50 x 40 x 10 cm			40305
	50 x 45 x 10 cm			40306
aks-variosit 10	50 x 50 x 10 cm	aks-3D air-Bezug		40307
	55 x 40 x 10 cm			40308
	55 x 45 x 10 cm			40309
	55 x 50 x 10 cm			40310
	40 x 40 x 10 cm			40331
	40 x 45 x 10 cm			40332
	45 x 45 x 10 cm			40333
	50 x 40 x 10 cm			40325
	50 x 45 x 10 cm			40326
	50 x 50 x 10 cm			40327
55 x 40 x 10 cm	40328			
55 x 45 x 10 cm	40329			
55 x 50 x 10 cm	40330			