




1 aks-Aufstehhilfe für Pflegebetten, hier am aks-S4 montiert

aks-Aufstehhilfe

für Pflegebetten

Die Aufstehhilfe unterstützt Patienten mit Mobilitäts-
einschränkungen beim Ein- und Aussteigen aus dem
Pflege- oder Standardbett.

Die aks-Aufstehhilfe wird dafür am Seitenrahmen eines
geeigneten Bettes montiert. Das mitgelieferte
Distanzstück ermöglicht die Montage an Betten mit
Seitenrahmen in unterschiedlichen Profilmäßen.
Sie ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld sowie in
stationären Einrichtungen geeignet.



2

Die Vorteile der aks-Aufstehhilfe

- einsetzbar an unterschiedlichen Pflege- und
Standardbetten mit geeignetem Seitenrahmen
- die aks-Aufstehhilfe kann, mit Hilfe eines
Distanzstückes, an Seitenrahmen mit folgenden Pro-
filmaßen montiert werden: B 25 x H 40 mm,
B 25 x H 45 mm (Profil von aks-Pflegebetten) und
B 25 x H 50 mm
- einfache Montage (Bild 3)
- Montage ohne Demontage der vorhandenen
absenkbaren Holzseitengitter bei aks-Pflegebetten
möglich (Bild 4)
- max. Tragfähigkeit 70 kg

Optionen

aks-Aufstehhilfe ist in zwei Farben lieferbar:

- kieselgrau für aks-L4/L5, -S4 und -D4 low entry
- lichtgrau für aks-SB L-XXL

Bestellnummern

aks-Aufstehhilfe, kieselgrau - 39898

aks-Aufstehhilfe, lichtgrau - 39899



3

Montage am Seitenrahmen



4

Montierte aks-Aufstehhilfe mit
hochgezogenen Seitengittern