

# aks-L5

Das Standard-Pflegebett  
mit höchstem Komfort



So funktioniert  
der Knieknick

[www.youtube.de](http://www.youtube.de)

## Vorteile des aks-L5

- höchste Variabilität durch viergeteilte Liegefläche
- Metallgitter oder Holzfederleisten
- Patientengewicht bis 150 kg und sichere Arbeitslast bis 185 kg
- höchste Funktionalität: Höhe, Kopf- und Fußteil elektrisch verstellbar, letzteres mit Knieknick, vom Bett aus ohne pflegerische Hilfe per Handschalter elektrisch verstellbar
- beidseitig integrierte, verdrehsichere Seitengitter mit Gebrauchsmusterschutz, auch nach der Montage des Bettes leicht anzubringen
- einfacher Auf- und Abbau durch eine Person, Kopf- und Fußstellteil besonders leicht
- SMPS 29 V: Das Schaltnetzteil bietet Sicherheit durch Überlastschutz und Spannungsstabilität mit variabler Eingangsspannung
- Handbedienung mit Großtasten, integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit möglich
- Transport- und Lagerhilfe
- inklusive Aufrichter und Haltegriff
- 3 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten

## Optionen und Zubehör

- Seitengittererhöhung, z. B. für den Einsatz von Hochzellenmatratzen über 15 bzw. 17 cm, abhängig von der Art der Liegefläche

- Seitengitterpolsterung
- Bett- und Matratzenverlängerung 20 cm zur Versorgung größerer Patienten
- Aufstehhilfe
- Infusionshalter
- Fußstieflagerung (FTL)
- unverpackte Lieferung auf Transporthilfe

## HMV-Nummern

- aks-L5 mit Liegefläche Metallgitter - 19.40.01.3262
- aks-L5 mit Liegefläche Holzfederleisten - 19.40.01.3260

## Pflege-HMV-Nummern

- aks-L5 mit Liegefläche Metallgitter - 50.45.01.1300
- aks-L5 mit Liegefläche Holzfederleisten - 50.45.01.1298

## Bestellnummern

- aks-L5 mit Liegefläche Metallgitter  
ohne FTL - 3544140  
mit FTL - 3544144

- aks-L5 mit Liegefläche Holzfederleisten  
ohne FTL - 3544141  
mit FTL - 3544145