

eir-flow IVA outside Mark Control of the Control o

eir-flow® IV/eir-flow® IV A: Tabelle zur Unterstützung der Druckeinstellung auf der Frontseite



Luftzellen einzel austauschbar



4 Eck-Schlaufen zur Befestigung an der Liegefläche oder Matratze



CPR-Lasche zur schnellen Entlüftung



eir-flow® IV: separates Fach mit Schaumstoffunterlage (4 cm)

aks

eir-flow[®] IV und eir-flow[®] IV A

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem mit Statikfunktion

Diese Ausführung ermöglicht Personen mit bis zu 140 kg Körpergewicht und bis einschließlich Dekubitusgrad IV nach EPUAP die Vorzüge eines Wechseldrucksystems zu nutzen.

eir-flow® IV/eir-flow® IV A

- als eir-flow[®] IV Matratzenersatzsystem mit herausnehmbarer Schaumstoffunterlage (4 cm) oder
- als eir-flow® IV A Matratzenauflagesystem (zur Verwendung auf einer Matratze) erhältlich
- Statikfunktion
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 17 hochwertige Luftzellen aus TPU/Nylon
- Zellenhöhe 13 cm
- Matratzenbezug aus PES/PU, flüssigkeitsundurchlässig, mit umlaufendem Reißverschluss
- Schnellentlüftung der Matratze durch CPR-Lasche
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat
- Patientengewicht 40-140 kg

Für die Dekubitusprophylaxe bis zu einem sehr hohen Dekubitusrisiko und zur Dekubitustherapie bis einschließlich Grad IV (nach EPUAP) einsetzbar.

HMV-Nummer

geplant

Bestellnummer

eir-flow[®] IV, 90 x 200 cm - 21520 eir-flow[®] IV A, 90 x 200 cm - 21510