

**aks[®]**

Magnethalterung für Handbedienung

Mit der neuen Magnethalterung steht Ihnen eine alternative Halterungsvariante zur bisherigen Hakenhalterung zur Verfügung. Sie lässt sich mit wenigen Handgriffen auf der Rückseite der Handbedienung anbringen: Einfach die Hakenhalterung entfernen und die Magnethalterung aufstecken. *Wie schnell und einfach das geht, sehen Sie im Film auf unserem YouTube-Kanal @aks_gmbh.*

Film zur Demontage/Montage auf dem
aks-YouTube-Kanal



Ausstattung/Eigenschaften

- Ansteckbar an der Rückseite der Handbedienung
- haftet an den metallischen Flächen des Lifters
- Hände bleiben frei – geringeres Risiko des Herunterfallens
- jederzeit nachrüstbar
- Farben: anthrazit oder grau

Bitte beachten Sie

Es gibt zwei Handbedienungen (VIP und IP). Die Magnethalterung ist ausschließlich für die Ausführung IP geeignet und kompatibel mit den Handbedienungen folgender Patientenlifter: foldy[®]/e/mini/e mini/micro, dualo[®]/mini, clino[®] II.

Die abgebildete Handbedienung IP, anthrazit, verfügbar seit 10-2024 und grau seit 08-2025, ist rückwärtskompatibel – bei Ersatzbestellungen können Sie, als Fachhändler, damit auch Bestandslifter ausstatten.



Abbildung: IP-Handbedienung mit Magnethalterung
am dualo[®] Hebearm aktiv smart

Bestellnummern

Magnethalterung für

foldy[®]/e/micro/mini/e mini,
dualo[®]/mini, in anthrazit – 89436
clino[®] II, in grau – 89438

Handbedienung mit Magnethalterung

foldy[®]/e/micro/mini/e mini,
dualo[®]/mini, in anthrazit – 89434
clino[®] II, in grau – 89439



Hinweis: Bei der Baureihe dualo[®] sind die Steckteile der Hebearme aktiv/aktiv smart und standard aus Edelstahl gefertigt und daher nicht magnetisch.