

aks-L4

Das variable Leichtgewichtbett



Vorteile des aks-L4

- hohe Variabilität durch viergeteilte Liegefläche in Metallgitter oder Holzfederleisten
- Patientengewicht bis 150 kg und sichere Arbeitslast bis 185 kg
- Rückenteil und Oberschenkelteil elektrisch verstellbar
- fester Stand durch 4 Laufrollen mit Einzelradfeststellung
- beidseitig integrierte, verdrehsichere Seitengitter (mit Gebrauchsschutz), auch nach Montage separat anzubringen
- leichtes Handling: leichtes Gewicht, einfacher Auf- und Abbau durch eine Person, Kopf- und Fußteil besonders leicht und dennoch stabil
- Handbedienung mit Großtasten, integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit möglich
- SMPS 29 V: Das Schaltnetzteil bietet Sicherheit durch Überlastschutz und Spannungsstabilität mit variabler Eingangsspannung
- leichter Transport und Aufbewahrung durch die Transport- und Lagerhilfe
- inklusive Aufrichter und Haltegriff
- 3 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten

Optionen und Zubehör

- Seitengittererhöhung u. a. für den Einsatz von Hochzellenmatratzen über 15 bzw. 17 cm, abhängig von der Art der Liegefläche

- Seitengitterpolsterung
- Bett- und Matratzenverlängerung zur Versorgung größerer Patienten
- Infusionshalter
- Fußtieflagerung (FTL)
- unverpackte Lieferung auf Transporthilfe

HMV-Nummern

aks-L4 mit Liegefläche Metallgitter - 19.40.01.3247

aks-L4 mit Liegefläche Holzfederleisten - 19.40.01.3245

Pflege-HMV-Nummern

aks-L4 mit Liegefläche Metallgitter - 50.45.01.1284

aks-L4 mit Liegefläche Holzfederleisten - 50.45.01.1282

Bestellnummern

aks-L4 mit Liegefläche Metallgitter

ohne FTL - 3544110

mit FTL - 3544114

aks-L4 mit Liegefläche Holzfederleisten

ohne FTL - 3544111

mit FTL - 3544115