



**BIS  
GRAD II  
EPUAP**

## aks-saniflow® II S

Schmerzpatienten können im Statikbetrieb schonend gelagert werden

Vorteile, siehe Beschreibung der aks-saniflow® II

### Zusätzliche Funktionen der aks-saniflow® II S

- Schalter für den Statikbetrieb
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms

Patientengewicht 40-120 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad II  
(nach EPUAP)

### HMV-Nummer

aks-saniflow® II S - 11.29.04.0003

### Bestellnummern

aks-saniflow® II S - 21239

Ersatzaggregat - 21240

Ersatzmatratze inkl. Überzug - 21232