

# Technische Daten Pflegebetten

Pflegebetten und Hebepflegerahmen					
	aks-L4/aks-L5	aks-D4 90/ aks-D4 100	aks-D4 low entry	aks-S4	aks-B4 compact
Liegefläche (BxL in cm)	90 x 200	90 x 200/ 100 x 200	90 x 200	90 x 200	85 x 186 für Matratzengrößen 90/100 x 190/200
Abmaß in cm	105 x 219	104 x 215/ 114 x 215	109 x 215	108 x 206	85 x 186
Höhenverstellung in cm, ohne Matratze	40 bis 80	40 bis 80	22 bis 62	40 bis 90	ca. 30 bis 80
sichere Arbeitslast	185 kg	185 kg	185 kg	170 kg	185 kg
max. Patientengewicht	150 kg	150 kg	150 kg	135 kg	150 kg
Einzelgewichte	≤ 20 kg	≤ 20 kg	< 20 kg	≤ 33,5 kg (Scherenhub)	≤ 31 kg (Scherenhub)
Anwendungsteil	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B
Schutzart SMPS-Gehäuse	IP X6	IP X6	IP X6	IP X6	IP X6
Schutzart Motoren	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
konstruiert nach	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52

## HMV-/Pflege-HMV- und Bestellnummern

	HMV Pflege-HMV	Bestellnr.	HMV Pflege-HMV	Bestellnr.
<b>Standardpflegebett</b>	<b>aks-L4</b>		<b>aks-L5</b>	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, ohne FTL	19.40.01.3245 50.45.01.1282	3544111	19.40.01.3260 50.45.01.1298	3544141
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, mit FTL		3544115		3544145
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, ohne FTL	19.40.01.3247 50.45.01.1284	3544110	19.40.01.3262 50.45.01.1300	3544140
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, mit FTL		3544114		3544144
Bettverlängerung 20 cm (Set) mit 4 Seitengitterholmen 110 mm und Liegenflächenverlängerung mit Metallgitter		39244		39244
mit Holzfederleisten		39245		39245
Seitengittererhöhung 1 Paar für Holzseitengitter mit 90, 100 und 110 mm hohen Holmen, passend für aks-L4, -L5, -S4, -D4		39273		39273
Seitengitterpolsterung, einseitig		77551		77551
Transport- und Lagerhilfe		39483		39483
FTL-Nachrüstset		39476		39476
Infusionshalter		39292		39292
Aufstehhilfe kieselgrau für aks-L4/L5, -S4 und -D4 low entry		39898		

	HMV Pflege-HMV	Bestellnr.	HMV Pflege-HMV	Bestellnr.
<b>Standardpflegebett</b>	<b>aks-D4 90</b>		<b>aks-D4 100</b>	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, ohne FTL	in Bearbeitung	3554111	in Bearbeitung	3558111
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, mit FTL	in Bearbeitung	3554115	in Bearbeitung	3558115
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, ohne FTL	in Bearbeitung	3554110	in Bearbeitung	3558110
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, mit FTL	in Bearbeitung	3554114	in Bearbeitung	3558114

	aks-D4-K 90		aks-D4-K 100	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, ohne FTL	in Bearbeitung	3554141	in Bearbeitung	3558141
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, mit FTL	in Bearbeitung	3554145	in Bearbeitung	3558145
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, ohne FTL	in Bearbeitung	3554140	in Bearbeitung	3558140
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, mit FTL	in Bearbeitung	3554144	in Bearbeitung	3558144

Optionen/Zubehör				
Aufrichter mit Haltegriff	19.40.02.2015 50.45.02.2015	77020		
aks-Infusionshalter		39292		
Seitengittererhöhung, 1 Paar Holzseitengitter		39273		
Seitengitterpolsterung		77551		
Nachrüstset Fußtieflagerung		39476		
Adapter für Arbeitsstrommessung		39283		
SMPS-Netzteil		39400		
Aufstehhilfe kieselgrau für aks-D4		39897		
Transport- und Lagerhilfe		34693		

	HMV Pflege-HMV	Bestellnr.
<b>Niedrigeinstiegsbett</b>	<b>aks-D4 low entry</b>	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, ohne FTL		3554103
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz, mit FTL		3554101
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, ohne FTL		3554102
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz, mit FTL		3554100
Bettverlängerung um 20 cm, inkl. 4 Seitengitterholme 100 mm mit Metallgitter		39197
mit Holzfederleisten		39198
Seitengittererhöhung, siehe aks-L4/L5		39273
Seitengitterpolsterung, einseitig		77551
Transport- und Lagerhilfe		39647
FTL-Nachrüstset (Handbedienung)		39470
Aufstehhilfe kieselgrau für aks-L4/L5, -S4 und -D4 low entry		39898

	HMV Pflege-HMV	Bestellnr.
<b>Pflegebett für Einrichtungen</b>	<b>aks-S4</b>	
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz	19.40.01.3128 50.45.01.1141	3524019
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz	19.40.01.3128 50.45.01.1141	3524030

<b>Optionen/Zubehör</b>		
Aufrichter mit Haltegriff	19.40.02.2015 50.45.02.2015	77020
aks-Infusionshalter		39292
Bettverlängerung (20 cm, im Set, Metallgitter)		39275
Bettverlängerung (20 cm, im Set, Holzfederleisten)		39291
Seitengittererhöhung, 1 Paar Holzseitengitter		39273
Seitengitterpolsterung		77551
Adapter für Arbeitsstrommessung		39283
SMPS-Netzteil		39400
Aufstehhilfe kieselgrau für aks-L4/L5, -S4 und -D4 low entry		39898
Aufstehhilfe lichtgrau für aks-SB L-XXL		39899

	HMV Pflege-HMV	Bestellnr.
<b>Hebepflegerahmen/Einlegerahmen</b>	<b>aks-B4 compact</b>	
Höhe u. Kopfteil elektrisch, Fußteil mit Knieknick elektrisch verstellbar, 4-geteilte Liegefläche mit Holzfederleisten	19.40.03.0021 50.45.03.0021	3534112
Seitengitter mit Halterung (1 Stück) ab Seriennummer 2901307, Höhe ab Liegefläche 356 mm		39239
erhöhtes Seitengitter mit Halterung (1 Stück) ab Seriennummer 2901307		39278
Liegeflächenverbreiterungsset		39010
Erhöhungsset 14 cm		79939
Montagehilfe für aks-B4 compact		39039
Einsteckfüße-Set		39652
Transport- und Lagerhilfe		39277

<b>Optionen/Zubehör</b>		
Aufrichter mit Haltegriff	19.40.02.2015 50.45.03.0021	77020
Infusionshalter		39292
Standardmatratze RG 35 mit Baumwollbezug 90 x 200 x 12 cm		77050
Verlängerungsstück Matratze 90 x 20 x 12 cm		77070

L, XL und XXL Pflegebetten und Einlegerahmen finden Sie auf Seite 139