

aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

T +49 (0) 2241/9474-0 • F +49 (0) 2241/9474-88 • aks@aks.de • www.aks.de

Seite 1/2

## Wir bestellen zur schnellst möglichen Lieferung:

### Hebelifter (ohne Bügel und Gurt)

- 80212 **foldy® micro** bis 130 kg
  - 80111 **foldy® mini** bis 150 kg
  - 80011 **foldy®** bis 150 kg
  - 80311 **foldy® XL** bis 185 kg
  - 83012 **clino® II** bis 150 kg
  - 81011 **foldo®** bis 130 kg, *schwenkbarer Hebelifter für den Einsatz an der Badewanne*
  - 80131 **foldy® e mini** bis 150 kg
  - 80031 **foldy® e** bis 150 kg
  - 80331 **foldy® e XL** bis 185 kg
  - 83311 **clino® XL** bis 185 kg
  - 83331 **clino® e XL** bis 185 kg
- Wannenauflegerhöhung**
- 89004 50 mm
  - 89005 75 mm
  - 75303 100 mm
  - 89007 125 mm
  - 89008 150 mm
  - 89009 175 mm
  - 89010 200 mm

- 86031 und 89094 **goliath®** mit Komfortbügel bis 250 kg

### Aufsteh- oder Hebelifter durch Umbausatz (ohne Bügel und Gurt), Kombilifter

- 87110 **dualo® mini standard** bis 150 kg
- 87114 **dualo® mini aktiv** bis 150 kg
- 87013 **dualo® aktiv** bis 150 kg
- 87014 **dualo® aktiv smart** bis 150 kg
- 87310 **dualo® XL standard** bis 185 kg
- 87311 **dualo® XL aktiv smart** bis 185 kg
- 87314 **dualo® XL aktiv** bis 185 kg
- 87010 **dualo® standard** bis 150 kg
- 87115 **dualo® mini aktiv** mit großem Trittbrett bis 150 kg
- 87015 **dualo® aktiv** mit großem Trittbrett bis 150 kg
- 87016 **dualo® aktiv smart** mit großem Trittbrett bis 150 kg
- 87330 **dualo® e XL standard** bis 185 kg
- 87331 **dualo® e XL aktiv smart** bis 185 kg
- 87092 **Umbausatz aktiv und mini aktiv** mit Trittbrett und Hebearm aktiv
- 87097 **Umbausatz aktiv und mini aktiv** mit **großem** Trittbrett und Hebearm aktiv
- 87094 **Umbausatz aktiv smart** mit Trittbrett und Hebearm aktiv smart
- 87096 **Umbausatz aktiv smart** mit **großem** Trittbrett und Hebearm aktiv smart
- 87392 **Umbausatz XL aktiv smart** mit Trittbrett und Hebearm aktiv smart
- 87190 **Umbausatz mini standard** mit Hebearm standard, *zusätzlich wird ein Transportbügel benötigt*
- 87090 **Umbausatz standard** mit Hebearm standard, *zusätzlich wird ein Transportbügel benötigt*
- 87390 **Umbausatz standard XL** mit Hebearm standard, *zusätzlich wird ein Transportbügel benötigt*

### Zubehör für Hebelifter

- Standardtransportbügel, wasserblau  89139 bis 130 kg  79720 bis 150 kg  89242 bis 185 kg
- Standardtransportbügel, lichtgrau  89137 bis 150 kg  89253 bis 185 kg
- Tandembügel, wasserblau  89190 bis 130 kg  79721 bis 150 kg  89243 bis 185 kg
- Tandembügel, lichtgrau  89138 bis 150 kg  89254 bis 185 kg
- Liegendtransportbügel mit 8-Pkt.-Aufnahme, wasserblau  89023 bis 150 kg  89270 bis 185 kg
- Liegendtransportbügel mit 8-Pkt.-Aufnahme, lichtgrau  89173 bis 150 kg  89269 bis 185 kg
- Waage  89016 aks-dw 150 bis 150 kg  89157 aks-efw 200 bis 200 kg  89158 aks-efw 300 bis 300 kg

### Aufstehlifter, fahrbar

- 82112 **torneo® II** bis 150 kg
- 82121 **torneo® compact** bis 150 kg

### Patientenliftermgurte für Aufstehlifter, fahrbar

#### Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter

- Größe  88681 S  88682 M  88683 L  88684 XL  88685 XXL
- 79716 **Wadengurt für Aufstehlifter**

#### Aufrichtgurt mit Brustschlaufe und inkl. Sitzschaukel für torneo® II und torneo® compact

- Größe  89163 S  89164 M  89165 L  89166 XL  89167 XXL
- 89205 **Sitzschaukel für Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für torneo® II und torneo® compact**



aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH  
T +49 (0) 2241/9474-0 • F +49 (0) 2241/9474-88 • aks@aks.de • www.aks.de

## Patientenlifergurte für Standardlifter bis 250 kg

Seite 2/2

- |   |                                  |                                  |                                  |                                   |                                    |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Aufrichtgurt</b> (2 Einzelgurte)                 | <input type="checkbox"/> 88665 M |                                  |                                  |                                   |                                    |
| <b>Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe</b>       | <input type="checkbox"/> 88640 S | <input type="checkbox"/> 88641 M | <input type="checkbox"/> 88642 L |                                   |                                    |
| <b>Schnelltransp.gurt m. Brstshl. z. Baden</b>      | <input type="checkbox"/> 88671 S | <input type="checkbox"/> 88672 M | <input type="checkbox"/> 88673 L |                                   |                                    |
| <b>Standardgurt</b>                                 | <input type="checkbox"/> 88600 S | <input type="checkbox"/> 88601 M | <input type="checkbox"/> 88602 L | <input type="checkbox"/> 88603 XL | <input type="checkbox"/> 88604 XXL |
| <b>Badegurt</b>                                     | <input type="checkbox"/> 88615 S | <input type="checkbox"/> 88616 M | <input type="checkbox"/> 88617 L | <input type="checkbox"/> 88618 XL | <input type="checkbox"/> 88619 XXL |
| <b>Standardgurt m. Rckenverst. u. int. Kpfst.</b>   | <input type="checkbox"/> 88605 S | <input type="checkbox"/> 88606 M | <input type="checkbox"/> 88607 L |                                   |                                    |
| <b>Badegurt mit Rückenverst. u. int. Kpfst.</b>     | <input type="checkbox"/> 88620 S | <input type="checkbox"/> 88621 M | <input type="checkbox"/> 88622 L |                                   |                                    |
| <b>Badegurt mit Kopfstütze Flex</b>                 | <input type="checkbox"/> 88691 S | <input type="checkbox"/> 88692 M | <input type="checkbox"/> 88693 L | <input type="checkbox"/> 88694 XL | <input type="checkbox"/> 88695 XXL |
| <b>Hygienegurt</b>                                  | <input type="checkbox"/> 88630 S | <input type="checkbox"/> 88631 M | <input type="checkbox"/> 88632 L | <input type="checkbox"/> 88633 XL | <input type="checkbox"/> 88634 XXL |
| <b>Hygienegurt mit Rückenverstärkung</b>            | <input type="checkbox"/> 88686 S | <input type="checkbox"/> 88687 M | <input type="checkbox"/> 88688 L | <input type="checkbox"/> 88689 XL | <input type="checkbox"/> 88690 XXL |
| <b>Komfort-Hygienegurt</b>                          | <input type="checkbox"/> 88635 S | <input type="checkbox"/> 88636 M | <input type="checkbox"/> 88637 L | <input type="checkbox"/> 88638 XL | <input type="checkbox"/> 88639 XXL |
| <b>Komfortgurt mit int. Kopfstütze</b>              | <input type="checkbox"/> 88610 S | <input type="checkbox"/> 88611 M | <input type="checkbox"/> 88612 L | <input type="checkbox"/> 88613 XL | <input type="checkbox"/> 88614 XXL |
| <b>Komfortbadegurt mit int. Kopfstütze</b>          | <input type="checkbox"/> 88625 S | <input type="checkbox"/> 88626 M | <input type="checkbox"/> 88627 L | <input type="checkbox"/> 88628 XL | <input type="checkbox"/> 88629 XXL |
| <b>Universal-Komfortgurt</b>                        |                                  | <input type="checkbox"/> 88656 M | <input type="checkbox"/> 88657 L | <input type="checkbox"/> 88658 XL | <input type="checkbox"/> 88659 XXL |
| <b>Universal-Netzgurt</b>                           | <input type="checkbox"/> 88660 S | <input type="checkbox"/> 88661 M | <input type="checkbox"/> 88662 L | <input type="checkbox"/> 88663 XL | <input type="checkbox"/> 88664 XXL |
| <b>Universalgurt Flex</b>                           | <input type="checkbox"/> 88666 S | <input type="checkbox"/> 88667 M | <input type="checkbox"/> 88668 L | <input type="checkbox"/> 88669 XL | <input type="checkbox"/> 88670 XXL |
| <b>Liegendtransportgurt</b>                         |                                  | <input type="checkbox"/> 88646 M | <input type="checkbox"/> 88647 L | <input type="checkbox"/> 88648 XL | <input type="checkbox"/> 88649 XXL |
| <b>Liegendtransportgurt f. 8-Pkt-Aufn.</b>          |                                  | <input type="checkbox"/> 88651 M | <input type="checkbox"/> 88652 L | <input type="checkbox"/> 88653 XL | <input type="checkbox"/> 88654 XXL |
| <b>Liegendtransportgurt f. 8-Pkt-Aufn. z. Baden</b> |                                  | <input type="checkbox"/> 88677 M | <input type="checkbox"/> 88678 L | <input type="checkbox"/> 88679 XL | <input type="checkbox"/> 88680 XXL |
| <b>goliath® Gurt</b>                                | <input type="checkbox"/> 89076 A | <input type="checkbox"/> 89077 B | <input type="checkbox"/> 89078 C |                                   |                                    |

88696 **Verlängerungsschlaufen 24 cm**, VPE 2 Stück, Menge \_\_\_\_\_ VPE

79712 **Kopfstütze** zum Einkletten

*optional für Standard-, Bade-, Komfort-Hygienegurt, Liegendtransportgurt f. 8-Pkt.-Aufnahme/~ zum Baden*

### Lieferung an:

Name/Vorname

.....  
.....

Kommission

.....  
.....

Bemerkungen/Besonderheiten

.....  
.....

Firma/Fachhandel

.....  
.....

Datum .....

Ort .....

Unterschrift

.....