



**BIS  
GRAD IV  
EPUAP**

## decubiflow® 400

### Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Premiumklasse zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

Das größte mikroprozessorgesteuerte Druckmanagementsystem der aks-Premiumklasse gehört seit vielen Jahren zu den hochwertigen WDS. Es kommt besonders in der Schmerztherapie zum Einsatz.

#### Die Vorteile der decubiflow® 400

- Matratzenersatzsystem
- mikroprozessorgesteuertes Wechseldrucksystem mit variablen Zykluszeiten und intelli-static-Funktion
- Mit der stufenlosen Regelbarkeit sind variable Zykluszeiten bis 20 Minuten und variable Druckwerte bis zum max. Druck von 60 mmHg möglich. So sind Druck und Zyklus individuell auf den Patienten einstellbar
- durch die intelli-static-Funktion besonders für Schmerzpatienten geeignet
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust zur Sicherheit in der Pflege
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 18 hochwertige Zellen aus PU, einzeln austauschbar, davon 3 statische Zellen im Kopfbereich zur angenehmen Lagerung, 8 Zellen mit flow air® Mikroperforationen zur Verbesserung des Mikroklimas

- Zellenhöhe 13 cm
- Bi-elasto Flowtex Überzug: bielastisch, atmungsaktiv und wasserundurchlässig
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- sichere und hochwertige Einraststeckverbindungen an den Anschlussschläuchen
- vier elastische Gurte an der Matratzenunterseite zur Fixierung
- Garantie 2 Jahre

Patientengewicht 40-130 kg  
Dekubitusgrad bis einschließlich Grad IV (nach EPUAP)

#### HMV-Nummer

decubiflow® 400 - 11.11.04.2054

#### Bestellnummern

decubiflow® 400 - 20401

Ersatzaggregat - 20403

Ersatzmatratze inkl. Überzug - 22311