

aks-B4 compact

Innovativer Hebepflegerahmen mit standfesten Argumenten



Bettkasten innen: 200 cm x 86 cm

Anordnung für den Hubscherenunterrahmen

Der Hebepflegerahmen wurde für den Einsatz im vorhandenen Bettrahmen zu Hause entwickelt. Die praktikable Alternative zum klassischen Pflegebett. Das wohnliche Umfeld bleibt erhalten, der Komfort steigt und die tägliche Pflege wird merklich erleichtert.

Vorteile des aks-B4 compact Hebepflegerahmens

- einfach ins vorhandene Bett zu Hause integrierbar
- erhöhter Liegekomfort durch viergeteilte Liegefläche mit elektrisch verstellbarer Höhe, Kopf- und Fußauflage; Fußteil mit Knieknick vom Patienten ohne pflegerische Hilfe per Handschalter elektrisch verstellbar
- niedrige Einstiegshöhe ca. 30 bis 80 cm und großer Höhenverstellbereich zur optimalen Anpassung an die Arbeitshöhe für rüchenschonendes Arbeiten
- stabiler Metallrahmen mit Federleisten
- fester Stand bei nur 116 cm Länge und 81 cm Breite des Scherenhubunterrahmens, variable Befestigung mit dem Bettumbau mit zwei Bohrungen für Schrauben, dadurch Kippstabilität erreicht, gefertigt nach DIN EN 60601-2-52
- einfache Montage und Transport: Unterrahmen ohne Werkzeug abnehmbar, Liegefläche in zwei Teile zerlegbar
- Flexibilität bei der Aufrichteranbringung durch zwei Aufnahmen
- bis 150 kg Patientengewicht und 185 kg sichere Arbeitslast

- Größe 90/100 x 190/200 cm über Matratzenhalter und Verbreiterungsset (optional) verstellbar
- Handbedienung mit Großtasten, Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit möglich
- SMPS 29 V: Das Schaltnetzteil bietet Sicherheit durch Überlastschutz und Spannungsstabilität mit variabler Eingangsspannung
- Lieferung auf Transport- und Lagerhilfe
- 3 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten

Optionen und Zubehör

- Liegeflächenverbreiterungsset auf 100 cm
- erhöhtes oder einfaches Seitengitter
- leichter Aufbau durch eine Person mittels der Montagehilfe
- Aufrichter mit Haltegriff und Gurt
- Infusionshalter
- Erhöhungsset 14 cm zur besseren Lifterunterfahrbarkeit
- Einsteckfüße für erhöhte Standsicherheit
- unverpackte Lieferung auf Transporthilfe

HMV-Nummer

aks-B4 compact - 19.40.03.0021

Pflege-HMV-Nummer

aks-B4 compact - 50.45.03.0021

Bestellnummer

aks-B4 compact - 3534112