


Bild zeigt:
dualo® aktiv
mit optionalem
Wadengurt



1



2



3



4



5

dualo®

Flexibel – wirtschaftlich – sicher

Der wandelbare Lifter setzt auf Flexibilität. Dabei wurde insbesondere großen Wert auf erhöhten Komfort, Sicherheit und Multifunktionalität gelegt. Der dualo® dient der Umsetzung und Aufrichtung einer Person in Verbindung mit aks-Liftergurten bei der Pflege zu Hause oder im Alten- und Pflegeheim.

Die Vorteile des dualo®

- Multifunktionalität: optimale Nutzung der vielseitigen Funktionen eines Standard- und/oder eines Aktivlifters wie Heben, Aufrichten und Umsetzen von Personen (Bild 1, 5), Aufnahme direkt vom Boden
- max. Tragfähigkeit 150 kg
- Flexibilität: einfaches Umrüsten des Standardlifters zum Aktivlifter und umgekehrt (Bild 3, 4), vereinfachte Steckfunktion durch Edelstahl-Vierkanthrohre
- Entscheidungsfreiheit: Nehmen Sie sich Zeit. Entscheiden Sie sich z. B. für einen Standardlifter, können Sie jederzeit den Aufrichtarm des Aktivlifters und das entsprechende Equipment nachrüsten
- mehr Komfort und Unterstützung für den Patienten durch zusätzlich nutzbare Handgriffe (Bild 2)
- Wirtschaftlichkeit und Effektivität: geringere Anschaffungskosten und hohe Nutzungsfrequenz, bedarfsorientierter Einsatz als dualer Lifter – besonders in Pflegeeinrichtungen sinnvoll
- mechanische Notabsenkung, Not-Aus-Schalter, optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel, zwei feststellbare Rollen

Optionen und Zubehör

- Akkupack mit separater Wandladestation
- für dualo® aktiv: aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter, und aks-Wadengurt (optional)
- für dualo® standard: viele Liftergurte, verschiedene Bügel und Lifterwaagen
- jeweilige Umbausätze zu dualo® aktiv oder standard

HMV-Nummern

dualo® aktiv - 22.29.01.1030

dualo® standard - 22.40.01.0060

Bestellnummern

dualo® aktiv (ohne Gurt) - 87013

dualo® standard (ohne Bügel und Gurt) - 87010