



**BIS  
GRAD II  
EPUAP**

## saniflow® II

### Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Standardklasse

Bereits die Standardklasse beginnt mit einem großzelligem Matratzenauflagesystem, die dem Patienten im Wechseldruck eine angenehme Entlastung bietet.

#### Die Vorteile der saniflow® II

- Matratzenauflagesystem
- einfache Bedienung: stufenlose Druckeinstellung entsprechend Patientengewicht, stabile klappbare Metallbügel zur Anbringung am Bett, einfacher Filterwechsel
- optische Anzeige bei Erreichen des gewünschten Drucks
- optischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- hochelastischer Schaumstoffstreifen rückseitig und weiche Füße zur Geräuschkopplung
- Zyklusdauer 12 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 17 Zellen, einzeln austauschbar
- Zellenhöhe 13 cm
- Matratzenbezug aus Nylon/PVC mit Druckknöpfen an Kopf- und Fußseite an der Matratzenauflage befestigt, wasserundurchlässig
- mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoff-Matratzenunterlage
- Schnellentlüftung der Matratze durch Endstopfen mit Zugring

### NEUE GRÖSSEN!

**90/100 x 200/220 cm**

- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat
- Garantie 2 Jahre

Patientengewicht 40-120 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad II (nach EPUAP)

#### HMV-Nummer

saniflow® II - 11.29.04.0002

#### Bestellnummern

saniflow® II 90 x 200 cm - 21230

saniflow® II 90 x 220 cm - 21243

saniflow® II 100 x 200 cm - 21244

saniflow® II 100 x 220 cm - 21245