



## saniflow® IV

### Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der gehobenen Standardklasse mit Statik- und Pflegefunktion

Als Matratzenersatzsystem mit komplexem Funktionsumfang wird saniflow® IV den hohen Ansprüchen des gehobenen Standards gerecht. Patienten mit Dekubitus bis einschließlich Grad IV nach EPUAP erhalten die beste Standardversorgung bei der Dekubitustherapie.

#### Die Vorteile der saniflow® IV

- Matratzenersatzsystem
- Pflegefunktion ermöglicht eine maximal gefüllte, statische Auflagefläche mit zeitlicher Begrenzung von 30 Minuten und einem automatischen Wechsel in den zuvor eingestellten Betriebsmodus Wechseldruck oder Statik sowie der gewählten Druckstufe
- 8-stufige Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht
- optische Anzeige bei Erreichen des gewünschten Drucks
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z. B. Leckage)
- Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms
- Zyklusdauer von 10–25 Min. einstellbar
- Matratzenersatzsystem mit herausnehmbarer Schaumstoffunterlage (4 cm)
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung

### NEUE GRÖSSEN! 90/100 x 200/220 cm

- 17 Zellen, einzeln austauschbar
- Zellenhöhe 13 cm
- Matratzenbezug aus Nylon/PVC mit umlaufenden Reißverschluss an der Matratze befestigt, wasserundurchlässig
- mit diagonal über Eck verlaufenden Gummibändern an der Matratzenunterseite zur Fixierung an der Liegefläche
- Schnellentlüftung der Matratze durch Endstopfen mit Zugring
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat
- 2 Jahre Garantie

Patientengewicht 40-130 kg  
Dekubitusgrad bis einschließlich Grad IV (nach EPUAP)

#### HMV-Nummer

saniflow® IV - 11.29.08.2002

#### Bestellnummern

saniflow® IV 90 x 200 cm - 21236  
saniflow® IV 90 x 220 cm - 21252  
saniflow® IV 100 x 200 cm - 21253  
saniflow® IV 100 x 220 cm - 21254