



## aks-Haltegurt

Der aks-Haltegurt vereinigt diverse Hilfsfunktionen. Er kann als Hilfsmittel beim Umsetzen auf eine Sitzgelegenheit verwendet werden. Dabei wird der gesamte Bewegungsablauf durch die Pflegekraft kontrolliert. Der Haltegurt unterstützt beim Anheben und Absetzen, ganz gleich ob Patient oder Pflegekraft den Gurt anlegt.

Zudem ist der aks-Haltegurt auch beim Gehen mit unsicheren Patienten eine wertvolle Hilfe, ohne dabei dessen Arm benutzen zu müssen (Schmerzvermeidung).

Mehrere Griffschlaufen, durch die eine unterstützende und erleichternde Anwendung durch die Pflegekraft möglich ist. Ein verstellbarer und automatisch zentrierender Verschluss an der Vorderseite sorgt für sicheren Sitz. Vier lieferbare Größen ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Bauchumfängen.

### Technische Daten

Außenmaterial: Polyester  
 Innenmaterial: rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe, waschbar bei 60° C, nicht im Trockner trocknen  
 Verschluss: Steckverschluss, selbstzentrierend

### Bestellnummern

Größe S, Taillenumfang 60-80 cm - 62100  
 Größe M, Taillenumfang 75-95 cm - 62101  
 Größe L, Taillenumfang 90-110 cm - 62102  
 Größe XL, Taillenumfang 110-130 cm - 62106



## aks-Hebegurt

Der aks-Hebegurt unterstützt den Anwender beim Anheben eines Patienten und beim Absetzen auf eine Sitzgelegenheit. Somit wird die tägliche Arbeit des Pflegepersonals rückschonender.

Es gibt zwei Größen mit jeweils zwei unterschiedlich langen Griffschlaufenpaaren, verwendbar für unterschiedlich große Patienten.

### Technische Daten

Außenmaterial: Polyester  
 Innenmaterial: rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe, waschbar bei 60° C, nicht im Trockner trocknen

### Bestellnummern

Größe M, 60 x 20 cm (ohne Griffschlaufen) - 62107  
 Größe L, 90 x 25 cm (ohne Griffschlaufen) - 62108

