


aks-therasit 8/10

Innovative Schaumstoffsitzkissen mit dreischichtigem Aufbau



**BIS
GRAD IV
EPUAP**


Die dreischichtigen Schaumstoffsitzkissen bieten eine gute Druckentlastung mit einer großen Auswahl an Sitzkissenabmessungen. Die Sitzkissen sind für die Dekubitusprophylaxe und auch für die -therapieunterstützung bis einschließlich Grad IV nach EPUAP geeignet.



aks-therasit 8 mit aks-3D air Sitzkissenbezug

Die Vorteile der Sitzkissen aks-therasit 8/10

- Innovativer, dreischichtiger Aufbau mit komplexen Einschnitten in der mittleren Schicht schafft eine gute Druckentlastung sowie Scherkraftminderung. (Bild 3)
- Durch die Einschnitte ist zusätzlich eine optimale Mikroklimaregulierung im Sitzkissen gewährleistet.
- Die nötige Stabilität für das sichere Sitzen im Rollstuhl ist durch die feste untere Schaumstoffschicht gegeben.
- Die beiden Sitzkissen sind in vielen unterschiedlichen Größen und in zwei Höhen (8 cm/10 cm) erhältlich.
- Es wird zudem ein großer Gewichts Bereich abgedeckt. Personen von 20 bis 80 kg können das aks-therasit 8 Sitzkissen verwenden. Das aks-therasit 10 Sitzkissen ist für den gesamten Gewichts Bereich von 20 bis 140 kg einsetzbar.
- Inklusive wasserundurchlässiger inkoair®-Sitzkissenbezug, optimaler Schutz des Sitzkissens, z. B. bei Personen mit Inkontinenz. (Bild 1)



Option

- aks-3D air-Sitzkissenbezug zur verbesserten Luftzirkulation zur Verfügung. (Bild 2)

Patientengewichte

aks-therasit 8, 20-80 kg

aks-therasit 10, 20-140 kg

Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Grad IV (nach EPUAP)

HMV-Nummern

aks-therasit 8 - 11.39.01.1047

aks-therasit 10 - 11.39.01.1046

Die Sitzkissen Bestellnummern und Abmessungen finden Sie ab Seite 96 ff.