

NIEUW

aks[®]

eir-flow[®] IV en eir-flow[®] IV A

Grootcellig anti-dekubitus wisseldruksysteem met statische functie

Deze uitvoering kan voor personen met een lichaamsgewicht tot 140 kg en tot en met decubitus graad IV volgens EPUAP, om van de voordelen van dit wisseldruksysteem gebruik te kunnen maken.



eir-flow[®] IV/eir-flow[®] IV A: tabel ter ondersteuning van de drukinstelling aan de voorzijde

eir-flow[®] IV/eir-flow[®] IV A

- als eir-flow[®] IV matrasvervangingsysteem met uitneembare schuimbodem (4 cm) of verkrijgbaar
- als eir-flow[®] IV A oplegsysteem (voor gebruik op een matras).
- Statische functie
- Visueel en akoestisch alarm bij drukverlies (bijvoorbeeld lekkage)
- Wisselend tweekamersysteem voor wisselende drukontlasting
- 17 hoogwaardige TPU/nylon luchtcellen
- Celhoogte 13 cm
- Matrashoes van PES/PU, waterdicht met volledige ritssluiting rondom
- Snel ontluchting van de matras via het CPR systeem
- Veilige klikverbinding van de slangen met het aggregaat
- Patiëntgewicht 40-140 kg

Kan worden gebruikt voor decubituspreventie tot een zeer hoog decubitusrisico en voor decubitus therapie tot en met graad IV (volgens EPUAP).



Luchtcellen individueel vervangbaar



4 elastische hoeklussen voor bevestiging aan het ligvlak of de matras



CPR voor snel ontluchting



eir-flow[®] IV: apart vak met foampad (4 cm)

Bestelnummer

eir-flow[®] IV, 90 x 200 cm - 21520

eir-flow[®] IV A, 90 x 200 cm - 21510